

**SILLA SUBE ESCALERAS ELECTRICA  
CLIMBING STAIR CHAIR  
FAUTEUIL POUR ESCALIERS ÉLECTRIQUE**

REF. - CODE - RÉF. RZS001

**Nahita**



Este manual es parte inseparable del aparato por lo que debe estar disponible a todos los usuarios del equipo. Le recomendamos leer atentamente el presente manual y seguir rigurosamente los procedimientos de uso para obtener las máximas prestaciones y una mayor duración del mismo.

*This manual should be available for all users of these equipments. To get the best results and a higher duration of this equipment it is advisable to read carefully this manual and follow the processes of use.*

*Ce manuel est une partie indissociable de l'appareil et doit être mis à la disposition de tous les utilisateurs de l'équipement. Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel et de suivre scrupuleusement les procédures d'utilisation afin d'obtenir des performances maximales et une plus longue durée de vie de l'appareil.*

## ÍNDICE DE IDIOMAS

Castellano .....	1-7
Inglés .....	8-13
Francés .....	14-19

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Sobre el producto.....	2
2. Análisis del producto .....	3
3. Advertencia .....	3
4. Comprobación de seguridad antes del uso:.....	4
5. Uso .....	4
6. Batería.....	6
7. Inspección y mantenimiento .....	7

## 1. SOBRE EL PRODUCTO

Una silla sube escaleras eléctrica es una solución innovadora y eficiente diseñada para mejorar la movilidad y la independencia de las personas con dificultades para subir y bajar escaleras. Este producto está diseñado principalmente para uso doméstico o para edificios de varias plantas sin ascensor. Es seguro, sencillo, rápido y fácil de plegar.

### ■ Características técnicas:

<b>Referencia</b>	RZS001
<b>Dimensiones (LxWxH)</b>	133x48x157 cm (± 3.5 cm)
<b>Dimensiones producto plegado (LxWxH)</b>	100x48x31 cm (± 3.5 cm)
<b>Peso neto</b>	32 kg (± 2 kg)
<b>Límite de carga</b>	160 kg
<b>Potencia del motor</b>	120 W
<b>Voltaje del motor</b>	20-29.4 V
<b>Corriente del motor</b>	13.9 A
<b>Alimentación</b>	110-240 V 50/60 Hz
<b>Batería</b>	24 V
<b>Velocidad ascenso</b>	Media 40 pasos/minuto (±5%)
<b>Pasos a toda potencia sin parar</b>	Aprox. 500 pasos

## 2. ANÁLISIS DEL PRODUCTO




1. Cojín desmontable
2. Asa delantera
3. Cinturón de seguridad
4. Bastidor de soporte de la silla
5. Pedales plegables
6. Asa delantera plegable
7. Botón del asa delantera retráctil
8. Batería
9. Llave de encendido
10. Rampa de ascenso



11. Asa trasera plegable
12. Botón fijo del asa trasera
13. Panel de control
14. Palanca de bloqueo
15. Asa trasera plegable
16. Barra auxiliar
17. Barra para abrir/cerrar la rampa
18. Rampa de goma
19. Motor
20. Ruedas no inflables de 10 pulgadas

## 3. ADVERTENCIA

- Antes de instalar o utilizar este producto, el usuario debe seguir las instrucciones de funcionamiento y leer definidamente el Manual de Funcionamiento.
- Este producto no puede utilizarse en escaleras de caracol, escaleras curvas o escaleras con un ángulo de más de 50°. No utilizar en superficies rugosas, con agua, hielo o resbaladizas.



- Este producto está limitado a transportar 1 persona a la vez. Por favor, asegúrese de usar cinturón de seguridad cuando lo utilice.
- Asegúrese de comprobar las inspecciones de seguridad pertinentes antes de su uso, tales como rampa, capacidad de la batería, etc.
- La capacidad de carga está limitada a 160 kg. Por favor, no sobrecargue. Los pasajeros que pesen menos de 80 kg pueden ser controlados por un solo operador mientras que los pasajeros entre 80-100 kg se recomienda añadir una persona para ayudar al operador a controlar la silla.
- No deje que los niños pequeños o mascotas se acerquen a este producto.
- Utilice la batería original y cárguela en un entorno seco.
- La batería de este producto puede reutilizarse. Si necesita reemplazarla, por favor póngase en contacto con el proveedor. Con la finalidad de evitar peligros no abra ni cambie la batería usted mismo. Desheche la batería sustituida de acuerdo con la legislación sobre eliminación de residuos de cada país.
- Póngase en contacto con el proveedor en caso de daños en el producto. Este producto sólo puede ser reparado por personal de mantenimiento profesional.

#### 4. COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD ANTES DEL USO:

- Usar después de cargarlo completamente (tres luces verdes encendidas indican que la batería está cargada completamente).
- Compruebe si la función de los botones arriba y abajo en el panel es normal.
- Compruebe si el freno se puede accionar y si puede detenerse por completo.
- Compruebe si el cinturón de seguridad y los tornillos están apretados.
- Compruebe si los raíles de la rampa están agrietados, desgastados o aflojados. Si hay alguna anomalía no se debe utilizar la silla y consulte lo antes posible con el proveedor.



#### 5. USO

- Despliegue la silla y empújela hasta el borde de una escalera. Asegúrese de que la batería está encendida y ayude a colocar al ocupante en el centro del cojín de asiento y abroche el cinturón de seguridad.


Según la altura del pasajero, coloque el respaldo en la parte posterior de la cabeza del pasajero y pegue el velcro a ambos lados para fijar el reposacabezas.





- Incline la silla y ajuste la rampa con el borde de la escalera (abrir la rampa en el mejor ángulo para que el operador suba la silla por las escaleras, generalmente a 35°-40° del plano horizontal).




- Pulse el botón de encendido de la silla para empezar, aplique un poco de fuerza hacia abajo en la dirección vertical del ángulo de la escalera. Mantenga pulsado el botón de la escalera para desplazarse hacia arriba.



- Si necesita parar a mitad de camino, suelte el botón de subir. Nota: Al parar temporalmente debe asegurarse que la rampa toque al menos 3 peldaños de la escalera para que tenga estabilidad.




Operación correcta



Operación incorrecta

- Cuando la rueda delantera de la silla entre en el suelo plano suelo llano, suelte el botón de subida y deposite suavemente la silla en suelo llano.



- Los pasos a seguir para la acción de bajada son los mismos pero pulsando el botón de desplazamiento hacia abajo.

- Uso del freno:



Para bloquear



Para desbloquear

## 6. BATERÍA

- Al lado de la batería hay cuatro luces. Si hay tres luces verdes encendidas, significa que la batería está completamente cargada. Por favor, no utilizar cuando sólo aparezca una luz roja. Cárguela y utilícese cuando esté completamente cargada.
- Para la carga utilice únicamente el cargador correspondiente a la silla sube escaleras eléctrica.
- El cargador debe comprobarse periódicamente y mantenerse alejado de aceite, diluyentes, instrumentos afilados, etc.
- Este producto solo puede ser reparado por personal autorizado.
- No desmonte ni cambie el cargador.
- No toque el enchufe del cargador con las manos mojadas.
- La silla no puede utilizarse mientras se está cargando.

### NOTA:

- Después de la carga, desenchufe el enchufe del cargador y el enchufe de salida. Mantenga las manos secas durante todo el procedimiento. Si encuentra una temperatura anormalmente alta o un olor peculiar durante la carga, deje de cargar inmediatamente y póngase en contacto con el proveedor.
- Cargue la batería completamente antes de usarla por primera vez. Esto aumentará la vida útil de la batería.
- Para el mantenimiento de la batería, cárguela una vez al mes.

## 7. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- Para garantizar un uso seguro por parte de los clientes, lleve a cabo inspecciones periódicas de los diferentes componentes. Las inspecciones y el mantenimiento diario afectan en gran medida a la vida útil del producto.
- Si se producen anomalías, fallos de funcionamiento o daños desconocidos, no lo repare usted mismo. Póngase en contacto con el proveedor para la reparación.
- Si hay algún tipo de fallo no mecánico y el usuario no ha seguido las instrucciones, el mismo será responsable de la lesión.
- Los carriles de la rampa vienen ajustados de fábrica. Una vez que ha sido utilizado durante un período de tiempo, la estanqueidad del riel necesita ser ajustada adecuadamente:
  - Para apretar el tornillo: Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el riel hasta que esté apretado (cada riel tiene dos ajustadores, por favor ajústelos por separado para mantener el equilibrio).
  - Para aflojar el tornillo: Gire la llave en el sentido contrario a las agujas del reloj para ajustar el riel hasta que esté bien apretado (cada riel tiene dos ajustadores, por favor ajústelos por separado para mantener el equilibrio).

