

Fabricados en polioximetileno (POM), un plástico técnico de alta calidad, estos casetes de inclusión son totalmente resistentes a los disolventes orgánicos y a los agentes decalcificantes utilizados en las técnicas histológicas. Su especial diseño permite un flujo continuo y libre de todas las soluciones utilizadas durante el proceso de deshidratación e inclusión en parafina de las muestras. Las tapas se suministran unidas al casete y pueden ser abiertas y cerradas todas las veces que se desee ajustándose siempre con total seguridad para evitar la pérdida de la muestra. Además, cada casete presenta 3 amplias superficies de rotulación para una correcta identificación de las muestras.

Made of polyoxymethylene, a high quality technical plastic, these embedding cassettes are totally resistant to solvents and decalcifying agents used in histological techniques. Their special design allows a maximum flow through and proper drainage of all solutions used in the process of dehydration and paraffin embedding of the tissue samples. Lids are supplied attached to the cassette and can be opened and closed as often as necessary; they always relock securely without danger of specimen loss. Each cassette presents 3 large labelling surfaces for proper sample identification.

Universales con tapa | Universal with lid

Marca|Trademark:**Nahita**

Superficie frontal de rotulación inclinada 45° y perforaciones de 1x5 mm. Suministrados en cajas de 250 unidades cada una.

Frontal labelling area 45° inclined and 1x5 mm slots. Supplied in boxes with 250 units each.



Referencia Code	Color Colour
40200000	Blanco / White
40200001	Azul / Blue
40200002	Rosa / Pink
40200003	Amarillo / Yellow
40200004	Verde / Green

Para biopsias con tapa | Biopsy with lid

Marca|Trademark:**Nahita**

Superficie frontal de rotulación inclinada 45° y perforaciones especiales de 1x1 mm, ideales para muestras de pequeño tamaño. Suministrados en cajas de 250 unidades cada una.

Frontal labelling area 45° inclined and special 1x1 mm pores, ideal for small samples. Supplied in boxes with 250 units each.



Referencia Code	Color Colour
40201000	Blanco / White
40201001	Azul / Blue
40201002	Rosa / Pink
40201003	Amarillo / Yellow
40201004	Verde / Green

## Universales con tapa | Universal with lid

Marca|Trademark:Nahita

Superficie frontal inclinada 45°. Las perforaciones de 2 mm Ø de la base permiten una óptima adherencia del bloque de parafina. Utilizados preferentemente para construir los bloques de parafina, se adaptan a cualquier tipo de microtomo. Suministrados en cajas de 500 unidades cada una.

Frontal labelling area 45° inclined. Pores (2 mm Ø) at the base allow an optimal adherence to the paraffin block. Used preferably for making paraffin blocks, they fit securely to any microtome chuck adapter. Supplied in boxes with 500 units each.



Referencia Code	Color Colour
40202000	Blanco / White
40202001	Azul / Blue
40202002	Rosa / Pink
40202003	Amarillo / Yellow
40202004	Verde / Green

## Accesorios | Accessories



Referencia / Code	60200000
Descripción / Description	Tapa de Acero Inoxidable para cassetes / Stainless steel lid for cassettes