

Sistemas modulares de archivación para bloques de parafina y portaobjetos especialmente indicados para laboratorios de Histología y Anatomía Patológica. De construcción metálica y gran capacidad de almacenamiento, los módulos son apilables de manera que permiten la configuración del sistema según la capacidad requerida en cada laboratorio.

Modular storage systems for paraffin blocks and microscope slides specially aimed to be used in Histology and Pathological Anatomy laboratories. Metallic and with a large capacity, the storage cabinets are stackable to configure the system according to the required capacity in each laboratory.

Archivadores de portaobjetos | **Slide storage cabinets**

Marca|**Trademark:Nahita**

- Para almacenamiento y clasificación de portaobjetos y preparaciones histológicas
- Cada módulo archivador está compuesto por 6 cajones con tope de seguridad
- Cada cajón está subdividido en 6 compartimentos fijos para una mejor y más cómoda distribución de los portaobjetos
- Capacidad de 5400 portas por módulo archivador
- Disponible base para mayor estabilidad del conjunto de módulos

- For storage and classification of microscope slides
- Each storage cabinet is composed of 6 drawers with security system
- Each drawer is divided into 6 compartments for a better and more comfortable arrangement of slides
- Each storage cabinet presents a capacity of 5400 slides
- Base is available for a higher stability of the group of cabinets



Code	Description	Capacidad Capacity	Dimensiones Dimensions
43500540	Archivador metálico portas Metallic slide storage cabinet	5400 portas / slides	
43500000	Base p/archivador portas Base f/slide storage cabinets	----	40x46x11 cm

Archivadores de bloques | **Paraffin block storage cabinets**

Marca|**Trademark:Nahita**

- Para almacenamiento y clasificación de los bloques de muestras incluidas en parafina
- Cada módulo archivador está compuesto por 6 cajones con tope de seguridad
- Cada cajón dispone de 12 guías metálicas extraíbles para una mejor compartimentalización y distribución de los bloques de parafina
- Capacidad de 4800 bloques por módulo archivador
- Disponible base para mayor estabilidad del conjunto de módulos

- For storage and classification of blocks of paraffin embedded samples
- Each storage cabinet is composed of 6 drawers with security system
- Each drawer is supplied with 12 metallic guides for a better compartmentalization and arrangement of paraffin blocks
- Each storage cabinet presents a capacity of 4800 blocks
- Base is available for a higher stability of the group of cabinets



Referencia Code	Descripción Description	Capacidad Capacity	Dimensiones Dimensions
43501480	Archivador metálico bloques Metallic block storage cabinet	4800 bloques / blocks	48x45x39 cm
43501000	Base p/archivador bloques Base f/block storage cabinets	-----	48x45x12 cm