

Las pipetas automáticas serie Eco de Digipette, especialmente útiles en el ámbito de la enseñanza, proporcionan una gran facilidad de uso y durabilidad a un precio realmente económico. Utilizan el desplazamiento del aire producido por el pistón al accionar el botón para dosificar pequeñas cantidades de líquido sin que éste entre en contacto con la pipeta, sólo entrará en contacto con las puntas de plástico desechable.

Su diseño ergonómico se adapta perfectamente a la mano para evitar la fatiga durante la realización de trabajos prolongados y además el manejo mediante dos botones es muy cómodo y requiere de una única mano. Presentan un botón para aspiración y dispensación del volumen y otro para expulsión de la punta (excepto modelo de volumen variable de 1000-5000 mL), evitando su manipulación con la mano. Cada modelo presenta un código de color que facilita la identificación de las pipetas e indica el tipo de puntas que deben ser utilizadas con cada modelo.

The automatic pipettes Eco series from Digipette, especially useful for educational purposes, present a high ease of use and durability at a really economic price. They use the air displacement produced by the piston to dose small volume of liquid without contacting the tip of the pipette, the liquid only comes in contact with the plastic disposable tip.

The ergonomic design of the pipette adapts perfectly to the hand to avoid fatigue after long periods of use and the two button operation is comfortable and requires only one hand. They present a button for aspirating and dispensing the volume and another button for tip ejection (except model of adjustable volume of 1000-5000 mL) avoiding the manipulation of the tip with the hand and possible contaminations.

Each model is colour coded to easily identify the pipette and to indicate the type of tip that must be used with each model.

Pipetas automáticas de volumen fijo | [Automatic pipettes, fixed volume](#)

Marca|**Trademark:**Digipette

Disponibles 7 modelos de volumen fijo en un rango entre 10 µL y 1000 µL. El volumen fijo correspondiente a cada pipeta se muestra en la parte superior del émbolo.

7 models are available to cover a range from 10 µL to 1000 µL. The fixed volume corresponding to each pipette is shown at the top of the aspirating/dispensing button.



Referencia Code	Volumen Volume	Exactitud (%) Accuracy (%)	Precisión (%) Precision (%)	Puntas Tips
66610110	10 µL	± 2.5	< 1.00	46622010
66610120	20 µL	± 2.0	< 1.00	46622022
66610150	50 µL	± 2.0	< 1.00	46622022
66610210	100 µL	± 1.2	< 0.50	46622022
66610220	200 µL	± 1.0	< 0.40	46622022
66610250	500 µL	± 1.0	< 0.40	46622030
66610310	1000 µL	± 1.0	< 0.30	46622030

Pipetas automáticas de volumen variable | **Automatic pipettes, adjustable volume**

Marca|**Trademark: Digipette**

Disponibles 7 modelos que abarcan un rango entre 0.2 µL y 5000 µL. El ajuste de volumen puede ser realizado con una única mano a través de una rueda integrada en la pipeta y la variación del volumen se muestra en una pantalla de 3 dígitos.

7 models are available to cover a range from 0.2 µL to 5000 µL. The volume adjustment is performed with only one hand and is shown in a 3-digit display.



Referencia Code	Volumen Volume	Exactitud (%) Accuracy (%)	Precisión (%) Precision (%)	Puntas Tips
66612020	0.2 µL	± 12.0	< 10.0	46622010
	2.0 µL	± 2.0	< 1.0	
66612110	1.0 µL	± 4.0	< 2.0	46622010
	10.0 µL	± 1.2	< 0.7	
66612120	2.0 µL	± 5.0	< 3.0	46622022
	20.0 µL	± 3.7	< 1.2	66612210
66612210	20.0 µL	± 3.7	< 1.2	46622022
	100.0 µL	± 1.9	< 0.4	66612220
66612220	50.0 µL	± 2.0	< 1.0	46622022
	200.0 µL	± 1.5	< 0.7	66612310
66612310	200.0 µL	± 2.2	< 0.9	46622030
	1000.0 µL	± 1.0	< 0.3	66612350
66612350*	1000.0 µL	± 1.5	< 0.6	46622035
	5000.0 µL	± 0.8	< 0.3	

* Sin expulsor de puntas / Without tip ejector

Accesorios | [Accessories](#)

Puntas Digipette | [Digipette tips](#)

Marca|[Trademark](#):Digipette

Fabricadas en polipropileno y totalmente autoclavables. Made of polypropylene and fully autoclavable.



Referencia Code	Capacidad Capacity	Color Colour	Uds. Bolsa Units/bag
46622010	0.1-10 μ L	Blanco / White	1000
46622022	2-200 μ L	Amarillo / Yellow	1000
46622031	100-1000 μ L	Azul / Blue	1000
46622035	1000-5000 μ L	Blanco / White	250

Soportes para pipetas | [Stand for automatic pipettes](#)

Marca|[Trademark](#):Digipette

Fabricado en plástico, permite colocar hasta 8 pipetas automáticas. Made of plastic, it can hold up to 8 pipettes at the same time.



Referencia / Code: 66632000