

El conjunto de los diferentes modelos de pipeteadores Nahita permite optar por la solución más eficaz y asequible a cada aplicación, afín de lograr un pipeteo cómodo y rápido de líquidos de cualquier naturaleza mediante el uso de pipetas aforadas o graduadas, tanto de vidrio como de plástico.

Los denominados Pipeteadores manuales así como los Aspiradores para pipetas, diseñados ergonómicamente, disponen de un mecanismo interno que permite aspirar y dispensar diferentes volúmenes de líquidos sin cambio de posición manual y con el único movimiento del pulgar, evitando movimientos molestos y fatiga de la mano. Gracias a su conexión flexible, fabricado en goma, pueden ser utilizados con pipetas de distintas capacidades.

Son resistentes a la acción de ácidos y bases, y fácilmente desmontables para su limpieza.

The pipette controllers NAHITA collection let you choose for the most effective solution in every application, helping you to get the most comfortable and fast manipulated of liquids through the use of graduated or volumetric pipettes.

The pipette controllers NAHITA as well as the pipette pumps, ergonomically designed, it have an internal mechanism that allows suck and dispense different volumes of liquids without change the manual position just with your thumb, avoiding the hand fatigue. With flexible connection and manufactured in rubber, they can be used with pipettes of different capacities.

They are resistant to the action of acids and bases, and easily removable for cleaning.

Pipeteadores manuales | Pipette controller

Marca|Trademark:Nahita

- Ergonómicos, ligeros y fáciles de manejar con una sola mano
- Con pera de goma, palanca para aspiración y expulsión del líquido y botón para expulsión del último residuo de líquido
- Para pipetas de 0.1 mL a 100 mL
- Incluyen filtro hidrófobo reemplazable para protección del mecanismo interno

- Ergonomic, lightweight and easy to handle with one hand
- With pipette fillers, suction and expulsion lever of liquid and button for expulsion of the last residual fluid
- For pipettes of 0.1 mL to 100 mL
- Includes replaceable hydrophobic filter to protect the internal mechanism.



Referencia Code	Color Color
42700010	Blanco / White
42700011	Azul / Blue
42700012	Rojo / Red
42700013	Verde / Green

Accesorio

Referencia Code	Descripción Description
82010025	Filtro de teflón / Teflon filter

Aspiradores para pipetas | **Pipette pumps**

- Fáciles de manejar con una sola mano
- Con rueda estriada para aspiración del líquido
- Palanca lateral para vaciado de la pipeta



- Easy to handle with one hand
- With grooved wheel for fluid aspiration
- Side Lever for emptying

Marca|Trademark:Nahita

Referencia Code	Color Color	Capacidad Capacity
42600020	Azul / Blue	Hasta 2.0 mL / Up to 2.0 mL
42600110	Verde / Green	Hasta 10.0 mL / Up to 10.0 mL
42600120	Rojo / Red	Hasta 25.0 mL / Up to 25.0 mL

Peras de tres vías | **Pipettes fillers with three valves**

- Fabricadas en goma
- Con 3 válvulas para llenar, enrasar y vaciar fácilmente las pipetas



- Made of rubber
- With three valves for filling, make up and easily empty the pipettes

Marca|Trademark:Nahita

Referencia Capacity	Color Color	Capacidad Reference
49370000	Rojo / Red	Hasta 10 mL / Up to 10 mL
49370001	Verde / Green	Hasta 100 mL / Up to 100 mL

Tetinas | **Teat**

- Fabricadas en goma roja



- Made of red rubber

Marca|Trademark:Nahita

Referencia Reference	Capacidad Capacity
47371101	Hasta 10 mL / Up to 10 mL
47371102	Hasta 15 mL / Up to 15 mL