

Tapones de celulosa | Bouchons en ouate de cellulose

Marca|**Marque:** FiltresRS

- Permeables al aire y desechables
- Esterilizables hasta 200° C
- Aplicación en industria alimentaria, microbiología, investigación, etc. para la protección de cultivos celulares y muestras microbiológicas

- Perméables en l'air et jetables
- Stérilisation jusqu'à 200° C
- Application à l'industrie alimentaire, la microbiologie, le recherche, etc. Pour la protection des cultures cellulaires et échantillons microbiologiques



Referencia Référence	Ø base (mm) Ø base (mm)	Ø superior (mm) Ø supérieur (mm)	Altura (mm) Hauteur (mm)	Caja de (uds) Boîte de (unit)
86050930	5	9	30	1000
86071130	7	11	30	1000
86081635	8	16	35	1000
86091230	9	12	30	1000
86101837	10	18	37	1000
86121842	12	18	42	1000
86131832	13	18	32	1000
86151930	15	19	30	1000
86162030	16	20	30	1000
86182230	18	22	30	1000
86192430	19	24	30	1000
86192431	19	24	31	500
86232830	23	28	30	500
86253460	25	34	60	200
86263660	26	36	60	200
86293860	29	38	60	100
86304040	30	40	40	200
86353640	35	36	40	200
86354660	35	46	60	100
86375050	37	50	50	100
86405865	40	58	65	50

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et photographies des produits.