

R

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

RB - Ropa de protección.....	348
RBB - Batas.....	348
RBC - Mono buzo de trabajo.....	348
RBD - Gorros.....	349
RBG - Gafas.....	349
RBJ - Mascarillas.....	352
RBK - Delantales.....	352
RBL - Guantes.....	352
RBM - Manguitos.....	354
RBN - Cubre zapatos.....	354
RD - Duchas y lavajos.....	354
RDB - Estaciones.....	354
RDD - Frascos lavajos.....	355
RZ - Otros.....	356
RZB - Protectores de mesa.....	356
RZS - Silla de ruedas.....	356





RBB - Batas

▶ Batas de laboratorio, algodón 100%



1 | Botones tipo snaps (cierres a presión), 3 bolsillos y cuello de solapa

Referencia	Para	Talla	P. unit	Lote	P. unit/lote
RBB001	Caballero	S	23,50	30	19,50
RBB002	Caballero	M	23,50	30	19,50
RBB003	Caballero	L	23,50	30	19,50
RBB004	Caballero	XL	23,50	30	19,50
RBB009	Señora	S	23,50	30	19,50
RBB010	Señora	M	23,50	30	19,50
RBB011	Señora	L	23,50	30	19,50
RBB012	Señora	XL	23,50	30	19,50

▶ Batas de laboratorio, mezcla



1 | 65% poliéster - 35% algodón.
2 | Color blanco óptico, botones tipo snaps (cierres a presión), 3 bolsillos y cuello de solapa.

Referencia	Para	Talla	P. unit	Lote	P. unit/lote
RBB005	Caballero	S	22,60	30	19,15
RBB006	Caballero	M	22,60	30	19,15
RBB007	Caballero	L	22,60	30	19,15
RBB008	Caballero	XL	22,60	30	19,15
RBB013	Señora	S	24,84	30	19,87
RBB014	Señora	M	24,84	30	19,87
RBB015	Señora	L	24,84	30	19,87
RBB016	Señora	XL	22,60	30	19,15



RBB - Batas

▶ Batas desechables



1 | Bata de manga larga de un solo uso de Polipropileno.
2 | Cierre con velcros (5 velcros), cuello tipo camisa, gomas en los puños.
3 | Producto 100% libre de Látex

Ref.	Dim. cm	Talla	Color	P. unit	Lote	P. unit/lote
RBB019	112x138	XL	Blanco	1,31	-	-
RBB020	112x138	XL	Verde	1,31	-	-
RBB021	112x138	XL	Azul	1,31	-	-
RBB022	112x138	XL*	Blanco	-	10	1,18
RBB023	112x138	XL*	Verde	-	10	1,18
RBB024	112x138	XL*	Azul	-	10	1,18
RBB025	120x152	XXL	Blanco	1,37	50	1,18
RBB026	120x152	XXL	Verde	1,37	50	1,18
RBB030	120x152	XXL	Azul	1,37	50	1,18

* con gramaje más ligero (25gr)



RBC - Mono buzo de trabajo

▶ Mono buzo de trabajo con capucha, PP



1 | Buzo de manga larga de un solo uso de Polipropileno,
2 | Cierre con cremallera.
3 | Elásticos en capucha y puños.
4 | Embolsado individual.
5 | Producto 100% libre de Látex

Referencia	Talla	Color	P. unit	Lote	P. unit/lote
RBC001	M	Blanco	1,98	25	1,87
RBC002	L	Blanco	1,98	25	1,87
RBC003	XL	Blanco	1,98	25	1,87
RBC004	XXL	Blanco	1,98	25	1,87
RBC005	XXXL	Blanco	1,98	25	1,87



RBD - Gorros

Gorro desechable



1 | Gorro redondo de un solo uso de Polipropileno. 15 gr.

Referencia	Ø aprox.	Color	Caja	Precio
RBD001	30 cm	Blanco	100 ud.	4,77
RBD002	30 cm	Verde	100 ud.	4,77

RBD - Gorros

Gorro PP plegado tipo acordeón



1 | Gorro en forma de acordeón de un solo uso de Polipropileno

Referencia	Ø aprox.	Color	Caja	Precio
RBD003	30 cm	Blanco	100 ud.	4,58
RBD004	30 cm	Azul	100 ud.	4,56
RBD005	30 cm	Verde	100 ud.	4,46
RBD006	30 cm	Rojo	100 ud.	4,49

RBG - Gafas



Antivaho



+ Revestimiento Antivaho Plus

Capa fina sobre toda la superficie de la lente con un espesor de pocos μm que previene la formación del agua de condensación absorbiendo las gotas de la humedad. Evita que el empañamiento impida la realización segura del propio trabajo. El tratamiento Antiempañamiento Plus es permanente.



Antirayado



+ Antirayaduras Plus

Tratamiento aplicado a la superficie de la lente que constituye una barrera contra los daños superficiales. Las lentes están protegidas de los rasguños y de las abrasiones provocadas por el fregamiento con partículas sólidas. El tratamiento Antirayaduras Plus es permanente.

Normativas que cumplen

NORMA EN 166

DIRECTIVA 89/686/ECC

Áreas de uso aplicables

3 Líquidos (gotas)

4 Polvo con grosor de partícula > 5 μm

5 Gas, vapor, spray, humo y polvo con grosor de partícula < 5 μm

9 Salpicaduras de metal fundido y penetración de sólidos candentes



▶ RBG - Gafas

▶ Máscara de seguridad serie 601



- 1| Gafa panorámica de amplio campo visual. Inserción RX para gafas graduadas.
- 2| EPI categoría III (lente de policarbonato). Banda elástica regulable y suave montura.
- 3| Con sistemas de ventilación: indirecta y en el sellado.
- 4| Áreas de uso: 3, 4, 5 y 9

CARACTERÍSTICAS



1. Revestimiento antivaho plus



2. Antirayaduras Plus

Referencia	Montura	Lente	Precio
RBG001	Incolora-estanca	Incolora PC	17,45

▶ Máscara de seguridad serie 602



- 1| Lente policarbonato. Sistema de ventilación indirecta.
- 2| Superponible a las gafas graduadas. Banda elástica regulable y suave montura.
- 3| Áreas de uso: 3 y 4

Referencia	Montura	Lente	P.unit	Lote	P.unit/lote
RBG002	Incolora	Incolora UC*	3,39	10	2,65

* sin tratamiento

▶ RBG - Gafas

▶ Gafas modelo 505



- 1| Cordón para cuello incluido en el paquete.
- 2| Extremadamente ligera y envolvente, puente nasal de goma suave antideslizante. Estructura elástica, muy flexible y resistente.

CARACTERÍSTICAS



=22 g



2. Antirayado

Referencia	Montura	Lente	P.unit	Lote	P.unit/lote
RBG005	Incolora	Incolora	7,60	10	6,22

CARACTERÍSTICAS



=22 g



2. Antirayado



3. Antivaho

Referencia	Montura	Lente	P.unit	Lote	P.unit/lote
RBG006	Incolora	Incolora	9,82	10	7,87

▶ Gafas modelo 511, caras pequeñas



- 1| Regulación de las patillas en longitud e inclinación. Montura realizada en material anti-alérgico, protección lateral incorporada.
- 2| Versión certificada para caras pequeñas, con marcaje H conforme a la norma EN166.

CARACTERÍSTICAS



=34 g



2. Antirayado

Referencia	Montura	Lente	P.unit	Lote	P.unit/lote
RBG007	Azul	Incolora	6,62	10	5,03



▶ RBG - Gafas

▶ Gafas modelo 511



- 1 | Regulación de las patillas en longitud e inclinación.
- 2 | Montura realizada en material anti-alérgico, protección lateral incorporada.

CARACTERÍSTICAS

=34 g 2. Antirayado 3. Antivaho

Referencia	Montura	Lente	P.unit	Lote	P.unit/lote
RBG008	Negro	Incolora	8,42	10	6,74

▶ Gafas serie 519



- 1 | Sistema de ventilación practicado en las protecciones laterales.
- 2 | Patillas regulables en longitud e inclinación. Superponible a las gafas graduadas.

CARACTERÍSTICAS

=43 g 1. Antivaho plus 2. Antirayaduras Plus

Referencia	Montura	Lente	P.unit	Lote	P.unit/lote
RBG010	Negro-gris	Incolora	13,27	10	10,07

CARACTERÍSTICAS

=34 g 2. Antirayado

Referencia	Montura	Lente	P.unit	Lote	P.unit/lote
RBG011	Negro-gris	Incolora	8,87	10	7,08

▶ RBG - Gafas

▶ Gafas modelo 511



- 1 | Regulación de las patillas en longitud e inclinación. Montura realizada en material anti-alérgico, protección lateral incorporada.

CARACTERÍSTICAS

=34 g 2. Antirayado

Referencia	Montura	Lente	P.unit	Lote	P.unit/lote
RBG009	Azul	Incolora	6,73	10	5,13

▶ Gafas serie 520



- 1 | Sistema de ventilación practicado en las protecciones laterales.
- 2 | Superponible a las gafas graduadas. Fabricada completamente en policarbonato, sin partes metálicas.

Referencia	Montura	Lente	P.unit	Lote	P.unit/lote
RBG012	Incolora	Incolora UC	3,22	10	2,28

▶ Gafas serie 568



CARACTERÍSTICAS

=34 g 2. Antirayado

Referencia	Montura	Lente	P.unit	Lote	P.unit/lote
RBG015	Incolora	Incolora	4,70	10	2,91



▶ RBG - Gafas

▶ Gafas de seguridad serie 5x7



1| Completamente superponible sobre las gafas graduadas. Tecnología SoftPad. Regulación de la longitud de las patillas.

CARACTERÍSTICAS



=43 g



1. Antivaho plus



2. Antirayaduras Plus

Referencia	Montura	Lente	P. unit	Lote	P. unit/lote
RBG016	Blanca-azul	incolora	19,22	10	15,38

▶ Pantalla de protección facial



1| Banda frontal en espuma para el sudor intercambiable. Regulación superior. Pantalla en policarbonato espesor 1mm abatible de 90°.
2| Certificado de acuerdo a las normas EN166 y EN170.

Referencia	Área de uso	Precio
RBG017	3	20,30

▶ RBJ - Mascarillas

▶ Mascarilla quirúrgica Tipo II



1| Mascarilla de Polipropileno rectangular, 3 capa y 3 pliegues. De solo uso.
2| Elásticos para ajustar en las orejas y una tira moldeable para una mejor sujeción nasal. Producto 100% libre de Látex y de fibra de vidrio

Referencia	Dimensiones	Color	Pack	P. unit	Lote	P. unit/lote
RBJ007	17,5 x 9,5	Azul	C/50	3,50	40	2,99

▶ RBK - Delantales

▶ Delantal PE



1| Delantal de Polietileno (LDPE), de un solo uso. Producto 100% libre de Látex. Talla única, de color blanco.

2| Certificado CE:

- UE 2016/425: Relativa a los equipos de protección personal. Categoría EPI Categoría I.
- UE 10/2011: Sobre los Materiales plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos, estudiando sus límites de migración.
- CE 1935/2004: Art. 5, apartado I

Referencia	Dimensiones	Pack	P. unit	Lote	P. unit/lote
RBK001	120x78 cm	C/100	9,63	10	8,76

▶ RBL - Guantes

▶ Semiguante goma silicona



Referencia	Temperatura máx.	Talla	Precio
RBL002	250 °C	Única	16,65



RBL - Guantes

Semiguante goma silicona



Referencia	Temperatura máx.	Talla	Precio
RBL004	250 °C	Única	37,84

Guante neopreno de protección



EN
388

EN
374

- 1| Protección química BKLOPT-TIPO A.
- 2| Flocado en algodón. La palma (y dedos) gofrada facilita la presión de objetos deslizantes aun en entorno húmedo para un mejor agarre. Presentación en sobre individual para una buena conservación.
- 3| Cumple con la directiva 2016/425 categoría III.

Ref.	Longitud	Grosor	Talla	P. unit	Lote	P. unit/lote
RBL009	330 mm	0,68 mm	8	7,46	10	6,36
RBL010	330 mm	0,68 mm	9	7,46	10	6,36
RBL011	330 mm	0,68 mm	10	7,46	10	6,36

Guante PVC acabado liso



EN
388

EN
374

- 1| Protección química AKLMPST -TIPO A.
- 2| Con tratamiento Sanitized® que restringe el desarrollo de las bacterias, hongos y malos olores. Todo recubierto sobre un soporte cortado y cosido 100% algodón.

Referencia	Longitud	Talla	P. unit	Lote	P. unit/lote
RBL012	400 mm	9	7,87	10	7,05
RBL013	400 mm	10	7,87	10	7,05

RBL - Guantes

Guante especiales para el frío



EN
388

EN
374

EN
407

- 1| Montaje tricotado en una sola pieza (sin costuras). Soporte 2 capa: soporte exterior en poliamida y forrado rizo muletón.
- 2| La formula exclusiva permite mantener un agarre flexible y confortable con temperaturas hasta -50°C.
- 3| Cumple con la directiva 2016/425 categoría II.

Referencia	Talla	P. unit	Lote	P. unit/lote
RBL014	8	12,43	5	11,07
RBL015	9	12,43	5	11,07
RBL016	10	12,43	5	11,07

Guante en algodón



EN
388

EN
407

- 1| Grosor algodón: 850 g/m². Tejido de doble malla. Para manipulaciones de corta duración.
- 2| Cumple con la directiva 2016/425 categoría II.

Referencia	Temperatura máx.	Talla	P. unit	Lote	P. unit/lote
RBL003	100 °C	Única	6,67	10	5,84

Guante de nitrilo



EN
374

EN
455

- 1| Guante de Nitrilo 100% sin empolver. Muy elástico. Ambidiestros.
- 2| Cumple con la directiva 2016/425 categoría III.

Referencia	Talla	Color	Caja	P. unit	Lote	P. Unit/lot
RBL005	S 6/7	Azul cobalto	100 ud.	5,75	10	4,75
RBL006	M 7/8	Azul cobalto	100 ud.	5,75	10	4,75
RBL007	L 8/9	Azul cobalto	100 ud.	5,75	10	4,75
RBL008	XL 9/10	Azul cobalto	100 ud.	5,75	10	4,75



▶ RBM - Manguitos

▶ Manguitos



1 | Polietileno. Elásticos de ajuste

Ref.	Color	Pack	P. Unit.	Lote	P. Unit/lot
RBM001	Azul	C/100	3,81	10	3,09

▶ RBN - Cubre zapatos

▶ Cubre zapatos



1 | Cubre zapatos de plástico PE. 100% libre de Látex. Cubre botas elaborados en polietileno con elásticos de ajuste.

Ref.	Dimensiones	Color	Caja	P. Unit.	Lote	P. Unit/lot
RBN001	410x155 mm	Blanco	100 ud.	3,35	10	2,88
RBN002	410x155 mm	Verde	100 ud.	3,35	10	2,88
RBN003	410x155 mm	Azul	100 ud.	3,35	10	2,88
RBN004*	380x470 mm	Azul	50 ud.	9,50	10	8,35

*cubrebotas

▶ RDB - Estaciones

▶ Lavaojos de emergencia



1 | Tipo pedestal y base anclada al suelo. Válvula de apertura y cierre automático. Con dos rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión.

Referencia	Material	Precio
RDB006	Cubeta de plástico anticorrosivo	321,30

▶ RDB - Estaciones

▶ Ducha de emergencia



1 | Alcachofa de gran diámetro, accionada mediante tirador rígido.
2 | Con lavaojos tipo pedestal, provisto de dos rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión y de apertura lateral manual.

Referencia	Material	Precio
RDB004	Acero inoxidable 304	1.063,86

▶ Estación mural combinada, abierta



1 | Provistas de espejo y pictograma con instrucciones de uso. Estación de pared con: **1 solución de pH neutro** para lesiones oculares provocadas por ácidos y álcalis y **1 solución salina** para lesiones oculares provocadas por polvo, suciedad astillas...

Referencia	Soluciones	Uso	Precio
RDB007	1 x 200 mL pH neutral 1 x 500 mL salina	1 ojo	100,56



▶ RDB - Estaciones

▶ Estación mural combinada, abierta **plum**



1| Provistas de espejo y pictograma con instrucciones de uso. Estación de pared con: **1 solución de pH neutro** para lesiones oculares provocadas por ácidos y álcalis y **1 solución salina** para lesiones oculares provocadas por polvo, suciedad astillas...

Referencia	Soluciones	Uso	Precio
RDB009	1 x 500 mL pH neutral Duo 1 x 1000 mL salina Duo	2 ojos	128,23

▶ Estación mural iBox **plum**



1| Provistas de espejo y pictograma con instrucciones de uso.
2| Estación de pared con: **1 solución de pH neutro** para lesiones oculares provocadas por ácidos y álcalis y **1 solución salina** para lesiones oculares provocadas por polvo, suciedad astillas.

Referencia	Soluciones	Uso	Precio
RDB011	1 x 200 mL pH neutral 1 x 500 mL salina	1 ojos	112,50
RDB012	1 x 500 mL pH neutral Duo 1 x 1000 mL salina Duo	2 ojos	149,67

▶ RDD - Frascos lavaojos

▶ Frasco lavaojos, PE **Kartell**



1| Frasco en polietileno. Dimensiones 63x73x213 mm. Cubeta ocular con tapa y cabezal con válvula automática. Dispone de tubo de descarga.

Referencia	Descripción	P. unit	Lote	P.unit/lote
RDD001	Frasco lavaojos integral M45	16,23	10	13,79

▶ RDD - Frascos lavaojos

▶ Soluciones salinas **plum**



1| Solución estéril de cloruro de sodio al 0,9 %.
2| Indicadas para prevenir lesiones oculares provocadas por polvo, suciedad, astillas de metal o madera, disolventes o aceites.
3| Vida útil de 3 años, disponen de fecha de caducidad.
4| Con instrucciones de aplicación y pictogramas claros y precisos.
5| Con marcado CE en conformidad con las normativas sobre equipos médicos.

Referencia	Capacidad	T. lavado aprox.	Uso	Precio
RDD002	200 mL	2 min	1 ojo	16,21
RDD003	500 mL	2 min	1 ojo	19,25
RDD004	1000 mL	10 min	1 ojo	32,71
RDD005	1000 mL (duo)	10 min	2 ojos	44,56

▶ Soluciones pH neutras **plum**



1| Solución de fostato estéril de 4,9%.
2| Indicadas para prevenir lesiones oculares y lesiones de piel menores provocadas por ácidos y álcalis.
3| Vida útil de 3 años, disponen de fecha de caducidad.
4| Con instrucciones de aplicación y pictogramas claros y precisos.
5| Con marcado CE en conformidad con las normativas sobre equipos médicos.

Referencia	Capacidad	T. lavado aprox.	Uso	Precio
RDD006	200 mL	2 min	1 ojo	22,80
RDD007	500 mL (Duo)	2 min	2 ojos	41,08



▶ RZB - Protectores de mesa

▶ Pantalla protección

Kartell



- 1| Fabricadas en metacrilato de polimetilo
- 2| Gran estabilidad disponen de patas antideslizantes
- 3| RZB001: Protección contra sustancias químicas peligrosas, aerosoles y pulverizadores casuales. RZB002: Protección contra isótopos emisores beta, incluido el P32

Referencia	Dim. mm	Grosor	Precio
RZB001	242x365	5 mm	141,76
RZB002	305x480	9 mm	266,20

▶ Soluciones pH neutras



- 1| Gramaje 140 m².
- 2| Grosor 250 µm
- 3| Para la protección de de las superficies de trabajo.

Referencia	Dimensiones	Nº de hojas	Precio
RZB013	460x570 mm	50	31,67

▶ RZS - Silla de ruedas

▶ Silla sube escaleras eléctrica

Nahita



YouTube

- 1| Formada de aleación de aluminio de alta resistencia
- 2| Cojín de asiento y respaldo desmontables y lavables
- 3| Pedal abatible hacia arriba para mayor comodidad cuando no está en uso
- 4| Rampa con tres posiciones de ajuste, adecuado para diferentes suelos
- 5| Bara elevadora con tres posiciones
- 6| Solo se requiere una persona para manejar la silla
- 7| Mando de la silla fácil y cómodo de manejar
- 8| Freno electromagnético inteligente.

Referencia	RZS001
Dimensiones (LxWxH)	133x48x157 cm (± 3.5 cm)
Dim.producto plegado (LxWxH)	100x48x31 cm (± 3.5 cm)
Peso neto	32 kg (± 2 kg)
Límite de carga	160 kg
Potencia del motor	120 W
Voltaje del motor	20-29.4 V
Corriente del motor	13.9 A
Alimentación	110-240 V 50/60 Hz
Batería	24 V
Precio	1.675,00