

R

PROTECTION ET SÉCURITÉ

RB - Vêtements de protection	410
RBB - Blouses.....	410
RBC - Cotte de travail	410
RBD - Charlottes	411
RBG - Lunettes	411
RBJ - Masques.....	415
RBK - Tabliers.....	415
RBL - Gants.....	415
RBN - Surchaussures.....	417
RD - Douches et lave-œil.....	417
RDB - Stations.....	417
RDD - Flacons lave-œil	417
RDZ - Autres.....	419
RZ - Autres	419
RZB - Protecteurs de table.....	419
RZD - Traitement des blessures	419



RBB - Blouses

Blouses de laboratoire, 100% coton



- 1 | Bouton type snaps (fermeture à pression), 3 poches et col à revers

Référence	Pour	Taille
RBB001	Homme	S
RBB002	Homme	M
RBB003	Homme	L
RBB004	Homme	XL
RBB009	Femme	S
RBB010	Femme	M
RBB011	Femme	L
RBB012	Femme	XL

Blouses de laboratoire, mélange



- 1 | 65% polyester - 35% coton.
- 2 | Bouton type snaps (fermeture à pression), 3 poches et col à revers.

Référence	Pour	Taille
RBB005	Homme	S
RBB006	Homme	M
RBB007	Homme	L
RBB008	Homme	XL
RBB013	Femme	S
RBB014	Femme	M
RBB015	Femme	L
RBB016	Femme	XL

RBB - Blouses

Blouses jetables



- 1 | Blouse à usage unique en polypropylène à manches longues.
- 2 | Fermeture velcro (5 velcros), col de chemise, poignets élastiques.
- 3 | Produit 100% sans latex

Référence	Dimensions	Poids	Couleur
RBB019	112x138 cm	35gr	Blanc
RBB020	112x138 cm	35gr	Vert
RBB021	112x138 cm	35gr	Bleu
RBB022	112x138 cm	25gr	Blanc
RBB023	112x138 cm	25gr	Vert
RBB024	112x138 cm	25gr	Bleu

RBC - Cotte de travail

Cotte de travail à capuche, PP



- 1 | Combinaison à usage unique à manches longues en Polypropylène
- 2 | Fermeture zippée.
- 3 | Capuche et poignets élastiques.
- 4 | Capuche pour la protection de la tête.
- 5 | Produit 100 % sans latex.

Référence	Taille	Couleur
RBC001	M	Blanc
RBC002	L	Blanc
RBC003	XL	Blanc
RBC004	XXL	Blanc
RBC005	XXXL	Blanc

RBD - Charlottes

Charlotte jetable



1| Charlotte ronde à usage unique en Polipropylène, 15gr.

Référence	Ø aprox.	Couleur	Boîte
RBD001	30 cm	Blanc	100 unités
RBD002	30 cm	Vert	100 unités

RBD - Charlottes

Charlotte jetable, pliée accordéon



1| Charlotte plissé accordéon à usage unique en polypropylène

Référence	Ø aprox.	Couleur	Boîte
RBD003	30 cm	Blanc	100 unités
RBD004	30 cm	Bleu	100 unités
RBD005	30 cm	Vert	100 unités
RBD006	30 cm	Rouge	100 unités

RBG - Lunettes



Anti-buée



Revêtement Anti-buée Plus

Film mince de quelques μm sur toute la surface de la lentille qui empêche la formation d'eau de condensation en absorbant les gouttelettes d'humidité. Il empêche la formation de buée d'entraver l'exécution du travail en toute sécurité.

Le revêtement Anti-Fog Plus est permanent.



Anti-rayures



Anti-rayures Plus

Traitement appliqué à la surface des lentilles qui forme une barrière contre les dommages de surface. Les lentilles sont protégées contre les rayures et les abrasions causées par le frottement contre des particules solides.

Le traitement Anti-scratch Plus est permanent.

Règlements respectés

NORME EN 166

REGLEMENT (EU) 2016/425

Domaines d'application

3

Liquides (gouttes)

4

Poussière dont l'épaisseur des particules est $> 5 \mu\text{m}$

5

Gaz, vapeur, pulvérisation, fumée et poussière avec une épaisseur de particules $< 5 \mu\text{m}$

9

Eclaboussures de métal en fusion et pénétration de solides chauds

▶ RBG - Lunettes

▶ Masque protection 601



- 1 | Masque panoramiques à large champ de vision. Insert RX pour verres correcteurs.
- 2 | EPI catégorie III (verre en polycarbonate). Bande élastique réglable et monture souple.
- 3 | Avec systèmes de ventilation : indirecte et dans le joint.

Caractéristiques 601 masque



1. Revêtement Anti-buée Plus



2. Anti-rayures Plus

Référence	RBG001
Monture	Incolore - Étanche
Domaines d'application	3, 4, 5, 9
Oculaire	Incolore PC

▶ Masque protection 602



- 1 | Oculaire en polycarbonate. Système de ventilation indirecte.
- 2 | Superposable aux lunettes. Bande élastique réglable et ajustement souple.

Référence	RBG002
Monture	Incolore
Domaines d'application	3, 4
Oculaire	Incolore UC (non traité)
Lot	10

▶ RBG - Lunettes

▶ Lunettes de sécurité 505



- 1 | Courroie de cou incluse dans l'emballage.
- 2 | Pont nasal en caoutchouc souple antidérapant, extrêmement léger et enveloppant.
- 3 | Structure élastique, très flexible et résistante.

Caractéristiques lunettes 505



=22 g



2. Anti-rayures

Référence	RBG005
Monture	Incolore
Oculaire	Incolore
Lot	10

Caractéristiques lunettes 505



=22 g



2. Anti-rayures



3. Anti-buée

Référence	RBG006
Monture	Incolore
Oculaire	Incolore
Lot	10

▶ Lunettes sécurité 511, pour petits visages



- 1 | Branches réglables en longueur et en inclinaison.
- 2 | Version certifiée pour les petits visages, avec marquage H conformément à la norme EN166.
- 3 | Monture en matériau antiallergique, protection latérale incorporée.

Caractéristiques lunettes 511



=34 g



2. Anti-rayures

Référence	RBG007
Monture	Bleu
Oculaire	Incolore
Lot	10

RBG - Lunettes

Lunettes de sécurité 511



= 34 g

Anti-rayures

- 1 | Branches réglables en longueur et en inclinaison.
- 2 | Monture en matériau antiallergique, protection latérale incorporée.

Référence	RBG009
Monture	Bleu
Oculaire	Incolore
Lot	10

Lunettes de sécurité 511



= 34 g

Anti-rayures

Anti-buée

- 1 | Branches réglables en longueur et en inclinaison.
- 2 | Monture en matériau antiallergique, protection latérale incorporée.

Référence	RBG008
Monture	Noire
Oculaire	Incolore
Lot	10

Lunettes de sécurité 519



= 43 g

Anti-rayures

- 1 | Système de ventilation dans les écrans latéraux.
- 2 | Branches réglables en longueur et en inclinaison. Superposables aux pare-soleil gradués.

Référence	RBG011
Monture	Noir-gris
Oculaire	Incolore
Lot	10

RBG - Lunettes

Lunettes de sécurité 519



= 43 g

Anti-buée plus

Anti-rayures Plus

- 1 | Système de ventilation dans les écrans latéraux.
- 2 | Branches réglables en longueur et en inclinaison. Superposables aux pare-soleil gradués.

Référence	RBG010
Monture	Noir-gris
Oculaire	Incolore
Lot	10

Visiteurs 'sur lunette'



- 1 | Système de ventilation dans les écrans latéraux.
- 2 | Superposable aux lunettes de vue. Entièrement en polycarbonate, sans aucune pièce métallique.

Référence	RBG012
Monture	Incolore
Oculaire	Incolore UC
Lot	10

Lunettes de sécurité 568



= 23 g

Anti-rayures

- 1 | Lunettes de soleil économiques idéales pour une protection essentielle.
- 2 | Légères, pratiques, en polycarbonate.

Référence	RBG015
Monture	Incolore
Oculaire	Incolore
Lot	10

▶ RBG - Lunettes

▶ Lunettes de sécurité 546



- 1 | Lentille enveloppante avec une excellente couverture latérale. Pont de nez en caoutchouc antidérapant.
- 2 | Les branches garantissent un ajustement et un confort excellents. Très légères.
- 3 | Protection contre la lumière bleue jusqu'à 525 nm (UV525).

Caractéristiques lunettes 546

=25 g

1. Anti-buée

Référence	RBG022
Monture	Rouge-gris
Oculaire	Incolore

Caractéristiques lunettes 546

=25 g

1. Anti-rayures

Référence	RBG033
Monture	Noir-vert
Oculaire	Incolore

Caractéristiques lunettes 546

=25 g

1. Anti-buée plus 2. Anti-rayures Plus

Référence	RBG014
Monture	Noir-orange
Oculaire	Orange

▶ Lunettes de sécurité 5x7 'Sur lunette'



- 1 | Complètement superposable aux lunettes de vue.
- 2 | La conception de la monture évite le chevauchement des branches pour un confort absolu.
- 3 | Technologie SoftPad. Réglage de la longueur des branches.

Caractéristiques lunettes 511

=37 g

1. Anti-buée plus

2. Anti-rayures Plus

Référence	RBG016
Monture	Blanc - bleu
Oculaire	Incolore
Lot	10

▶ RBG - Lunettes

▶ Lunettes de sécurité 529



- 1 | Lunettes avec branches réglables

=23 g

1. Anti-rayures

Référence	RBG024
Monture	Noir-vert
Oculaire	Incolore
Lot	10

▶ Lunettes de sécurité 505



- 1 | Extrêmement léger et enveloppant. Structure élastique, très flexible et résistante. UV400. Nouvelles branches pour une meilleure ergonomie.
- 2 | Ajustement et confort parfaits grâce au pont de nez souple et réglable.
- 3 | Courroie de cou incluse dans l'emballage.

=24 g

2. Anti-rayures

3. Anti-buée

Référence	RBG029
Monture	Marron
Oculaire	Marrons
Lot	10

RBG - Lunettes

Visière de protection



- 1 | Bandeau avant interchangeable en mousse.
- 2 | Réglage supérieur. Superposable aux lunettes de protection et aux masques respiratoires.
- 3 | Certifié selon les normes EN166 et EN170.

Référence	Domaine d'utilisation
RBG017	3

Ecran médical 701



- 1 | Écran de qualité optique de classe 1, avec traitement anti-buée et anti-rayures (marquage U 1 S N).
- 2 | Bande élastique ajustable.

Référence	
	RBG030

RBJ - Masques

Masque Chirurgical Type IIR



- 1 | Masque en polypropylène, 3 couches et 3 plis. Usage unique.
- 2 | Des élastiques pour s'adapter aux oreilles et une bande moulable pour un meilleur soutien nasal.
- 3 | Produit 100 % sans latex ni fibre de verre.

Référence	RBJ007
Taille	U
Dimensions	17,5 x 9,5
Couleur	Bleu
Propriétés	
Première couche	Polypropylène de densité 25 gr/m ³
Deuxième couche	MeltBlown de densité 25 gr/m ³
Troisième couche	Polypropylène densité 20 g/m ³
Boîte	50 unités
Lot	40

RBK - Tabliers

Tablier LDPE blanc



- 1 | Tablier en polyéthylène (LDPE), d'une épaisseur de 0,02 mm, avec une ouverture pour la tête et des sangles de fixation dans le dos.
- 2 | Pour une protection à usage général contre les risques mineurs. Usage unique.
- 3 | Produit 100 % sans latex.

Référence	RBK001
Taille	U
Dimensions	120 X 78
Épaisseur	0,02
Couleur	Blanc
Boîte	100 unités
Lot	10

RBL - Gants

Demi-gant silicone



Référence	Temperature max.	Taille
RBL002	250 °C	Unique


Kartell

Référence	Temperature max.	Taille
RBL001	260 °C	Unique



SA NT-GOBAIN

Référence	Temperature max.	Taille
RBL004	250 °C	Unique

RBL - Gants

Gant en coton



1 | Épaisseur coton: 850 g/m². Pour les manipulations de courte durée.

Référence	Température max.	Taille
RBL003	100 °C	Unique

Gant antichaleur "Kevlar 400"



Référence	Température max.	Taille
RBL505	400 °C	Unique

Gant Nitrile



1 | Gant 100% Nitrile, non poudré. Très élastique. Ambidextre.

Référence	Taille	Couleur	Boîte	Lot
RBL005	S 6/7	bleu cobalt	100 unités	10
RBL006	M 7/8	bleu cobalt	100 unités	10
RBL007	L 8/9	bleu cobalt	100 unités	10
RBL008	XL 9/10	bleu cobalt	100 unités	10

RBL - Gants

Gant néoprène



1 | Gant de protection chimique. BKLOPT - TYPE A.
2 | Floqué coton. Paume et doigts gaufrés pour une meilleure préhension. Présentation sous sachet individuel personnalisé pour une conservation améliorée.

Réf.	Longueur	Épaisseur	Taille
RBL009	330 mm	0,68 mm	8
RBL010	330 mm	0,68 mm	9
RBL011	330 mm	0,68 mm	10

Gant PVC finition lisse



1 | Gant de protection chimique. AKLMPST - TYPE A.
2 | Traitement Sanitized® pour une plus grande longévité des gants et une meilleure hygiène de vos mains. Support coton interlock.

Référence	Longueur	Taille
RBL012	400 mm	9
RBL013	400 mm	10

Gant spécial froid



1 | Montage tricoté une pièce. Support 2 couches: extérieur tricoté une pièce en polyamide et doublure molletonnée chaude.
2 | La formule unique de ce revêtement permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C

Référence	Taille
RBL014	8
RBL015	9
RBL016	10

RBN - Surchaussures

Surchaussures jetables



1 | Surchaussures en plastique PE. Produit 100 % sans latex.

Réf.	Dimensions	Couleur	Boîte	Lot
RBN001	410 x 155 mm	Blanc	100 unités	10
RBN002	410 x 155 mm	Vert	100 unités	10
RBN003	410 x 155 mm	Bleu	100 unités	10

RDB - Stations

Station lave-œil



1 | Station en polystyrène à haute résistance aux chocs et bouteille en polyéthylène. Peut être remplie d'eau distillée ou de tout autre liquide adapté à l'usage ophtalmologique. Dimensions 300x300mm. Le flacon de 500 mL n'est pas inclus (Ref. RDD001).

Référence	Description
RDB001	Station version française
RDB002	Station version anglaise
RDB003	Station version allemande

RDD - Flacons lave-œil

Flacon lave-œil, PE



1 | Bouteille en polyéthylène. Dimensions 63x73x213 mm. Oculaire avec couvercle et tête avec valve automatique. Tube d'évacuation disponible.

Référence	Description	Lot
RDD001	Pulvérisateur intégral pour soins oculaires M45	10

RDB - Stations


Station murale combinée, ouverte



- Fourni avec un miroir et pictogrammes avec instructions d'utilisation.
- Station murale avec :
 - 1 solution pH neutre: pour les lésions oculaires causées par les acides et les bases.
 - 1 solution saline: pour les lésions oculaires causées par la poussière, la saleté, les échardes...

Référence	Solutions	Usage
RDB007	1 x 200 mL pH neutre 1 x 500 mL saline	1 oeil

Station murale combinée, ouverte



- Fourni avec un miroir et pictogrammes avec instructions d'utilisation.
- Station murale avec:
 - 1 solution pH neutre: pour les lésions oculaires causées par les acides et les bases.
 - 1 solution saline: pour les lésions oculaires causées par la poussière, la saleté, les échardes...

Référence	Solutions	Usage
RDB009	1 x 500 mL pH neutre Duo 1 x 1000 mL saline Duo	2 yeux

Station murale combinée, étanche iBOX



- Fourni avec un miroir et pictogrammes avec instructions d'utilisation.
- Station murale avec:
 - 1 solution pH neutre: pour les lésions oculaires causées par les acides et les bases.
 - 1 solution saline: pour les lésions oculaires causées par la poussière, la saleté, les échardes...

Référence	Solutions	Usage
RDB011	1 x 200 mL pH neutre 1 x 500 mL saline	1 oeil
RDB012	1 x 500 mL pH neutre Duo 1 x 1000 mL saline Duo	2 yeux

▶ RDD - Flacons lave-œil

▶ Solutions à pH neutre

plum



- 1 | Solution de phosphate stérile à 4,9 %.
- 2 | Convient à la prévention des lésions oculaires et des lésions cutanées mineures causées par les acides et les alcalis. Durée de conservation de 3 ans, avec date de péremption. Avec des instructions d'application et des pictogrammes clairs et précis. Marqué CE conformément à la réglementation sur les équipements médicaux.

Référence	Capacité	T. lavage approx.	Usage
RDD006	200 mL	2 min	1 oeil
RDD007	500 mL (Duo)	2 min	2 yeux
RDD008	1000 mL	10 min	1 oeil

▶ Solutions salines

plum



- 1 | Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.
- 2 | Convient pour prévenir les lésions oculaires causées par la poussière, la saleté, les éclaves de métal ou de bois, les solvants ou les huiles
- 3 | Durée de conservation de 3 ans, avec date d'expiration. Avec des instructions d'application et des pictogrammes clairs et précis. Marqué CE conformément à la réglementation sur les équipements médicaux.

Référence	Capacité	T. lavage approx.	Usage
RDD002	200 mL	2 min	1 oeil
RDD003	500 mL	2 min	1 oeil
RDD004	1000 mL	10 min	1 oeil
RDD005	1000 mL (duo)	10 min	2 yeux

▶ RDB - Stations

▶ Douche et oeilère acier inoxydable

Nahita



- 1 | Pomme de douche de grand diamètre, actionnée par une poignée rigide.
- 2 | Avec lavabo sur pied, équipé de deux jets d'eau aérés basse pression à haut débit et ouverture latérale manuelle.

Référence	Matériel
RDB004	acier inoxydable 304

▶ Lave-œil d'urgence

Nahita



- 1 | Type de piédestal et base ancrée au sol. Vanne d'ouverture et de fermeture automatique.
- 2 | Avec deux arroseurs basse pression à eau aérée.

Référence	Matériel
RDB006	Bac plastique résistant à la corrosion

RDZ - Autres

▶ Etui ceinture pour flacon

plum



1 | Adaptable à la ceinture ou aux vêtements de travail. Facile à ouvrir en cas d'accident

Référence	Usage
RDZ001	Pour flacons de 200 mL

RZB - Protecteurs de table

▶ Ecran de protection

Kartell



1 | Fabriqué en polyméthacrylate de méthyle. Grande stabilité grâce aux pieds antidérapants.

Réf.	Dimensions	Protection	Épaisseur
RZB001	242x365 mm	Produits chimiques dangereux, aérosols grossiers	5 mm
RZB002	305x480 mm	Isotopes émetteurs bêta, et compris P32	9 mm

▶ Papier de protection



1 | Pour la protection des surfaces de travail et de l'utilisateur en cas de déversement de liquides agressifs.
2 | Poids : 140 g/m²; Épaisseur : 250 μm.

Référence	Dimensions	Nbr. feuilles
RZB013	460x570 mm	50
RZB014	460x570 mm	100

RZB - Protecteurs de table

▶ Film de protection 'BYTAC'



1 | Film de protection avec des couches auto-adhésives recouvertes d'un FEP (copolymère fluoré) de 25 microns.

Référence	Matériel	Largeur	Longueur
RZB012	Aluminium	635 m	4,6 mm

RZD - Traitement des blessures

▶ Distributeur de pansements

plum



1 | Un petit distributeur de pansements moderne au design unique.
2 | QuickFix® UNO est disponible en blanc brillant ou avec un couvercle transparent. Il peut être vissé au mur ou fixé avec des enduits adhésifs.
3 | Fourni sans bandes. Cela vous permet de remplir le distributeur avec les bandes de votre choix, en fonction de vos besoins.

Référence	Couleur	Dimensions
RZD001	Transparent	130x85x35 mm
RZD005	Blanc	130x85x35 mm

▶ NOUVEAUX

▶ Manche jetable



1 | Polyéthylène. Élastiques réglables.

Référence	Colour	Conditionnement
RBM001	Bleu	C/100



NOUVELLE GAMME DE CENTRIFUGEUSES NAHITA-BLUE:

L'INNOVATION ET
L'EFFICACITÉ EN
LABORATOIRE



rogosampaic@rogosampaic.com



www.rogosampaic.com



+33 (01) 1 76 43 43 00