



- 1| Fabricadas en polipropileno.
- 2| Con pico para evitar derrames y asa para asegurar una fácil sujeción.
- 3| Con graduación permanente en relieve.
- 4| Altamente transparentes, especialmente cuando contienen líquido.
- 5| Autoclavables

▶ Jarras forma alta



REF - CCB001



REF - CCB003

Referencia	Capacidad
CCB001	250 ml
CCB002	500 ml
CCB003	1000 ml
CCB004	2000 ml

▶ Jarras forma baja



REF - CCB005



REF - CCB008

Referencia	Capacidad
CCB005	250 ml
CCB006	500 ml
CCB007	1000 ml
CCB008	2000 ml
CCB009	3000 ml
CCB010	5000 ml