



► Frascos iso “ECO”

**1** Los frascos de laboratorio ISO “ECO” están fabricados en vidrio sodocálcico transparente, presentan graduación con superficie de rotulación en blanco y disponen de rosca DIN GL45.

**2** El anillo de vertido antigoteo y el tapón están fabricados en PP azul (resistente a  $T \leq 140^\circ \text{C}$ ).

**3** Además, la superficie de apoyo con relieve proporciona una gran estabilidad y resistencia a arañazos aumentando la durabilidad de los frascos.

**4** Vidrio transparente, tapón y anillo de vertido azul (PP)



REF - CFB001



REF - CFB002



REF - CFB004

Referencia	Capacidad	Ø Base	Altura
CFB001	100 ml	56 mm	105 mm
CFB002	250 ml	70 mm	143 mm
CFB003	500 ml	86 mm	182 mm
CFB004	1000 ml	101 mm	203 mm