

Balanzas de bolsillo, serie 5043 | **Pocket balances, serie 5043**

Marca|**Trademark:Nahita**

Las nuevas balanzas de bolsillo Nahita presentan un diseño actual y muy compacto facilitando su transporte en un bolso de mano e incluso en el bolsillo. Permiten realizar pesadas precisas de por ejemplo piedras y metales preciosos, hierbas medicinales o ingredientes de una dieta de adelgazamiento:

The new Nahita pocket balances present an actual and very compact design that allows its transport in a handbag ore even in a pocket. Especially aimed to perform precise weighings of for example jewels, medicinal herbs or dietetic ingredients:

- Manejo a través de pantalla táctil retroiluminada para una fácil lectura.
- Diseño compacto y resistente con tapa de plástico que protege al sensor de golpes y sobrecargas, y plato de pesada de acero inoxidable.
- Función de pesada, recuento de piezas y tara por tecla de acceso directo.
- Calibración en un punto (pesa de calibración no incluida).
- Apagado automático tras 1 minuto de no uso permitiendo alargar la vida de las baterías.
- Indicador en pantalla de batería baja (LO) y de sobrecarga (O\_Ld).

- Touch screen operation; backlight LCD for easy reading.
- Compact and sturdy design with plastic lid that protects the sensor from hits and overloads and stainless steel weighing pan.
- Weighing, piece counting and tare functions.
- One point calibration (calibration weight not included).
- Auto shut off after 1 minute of no use to prolong battery life.
- Low battery (LO) and overload (O\_Ld) indication.



Referencia / <b>Code</b>	55043210	55043220	55043250
Capacidad / <b>Capacity</b>	100 g	200 g	500 g
Sensibilidad / <b>Readability</b>	0.01 g	0.01 g	0.1 g
Unidades de medida / <b>Weighing units</b>	g, ct, dwt, oz, ozt		
Funciones / <b>Functions</b>	Pesada, recuento de piezas y tara Weighing, piece counting and tare		
Dimensiones plato / <b>Pan dimensions</b>	60x60 mm		
Dimensiones / <b>Dimensions</b>	70x115x20 mm		
Alimentación / <b>Power</b>	2 pilas 1.5 V, tipo AAA LR03 / 2 batteries 1.5 V, type AAA		

\*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

\*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.