

EMBUDOS BÜCHNER

Los embudos Büchner son utilizados en los procesos de filtración al vacío y presentan una placa perforada para la colocación de un papel de filtro. Fabricados en porcelana de gran resistencia química, los embudos Büchner de Nahita están esmaltados tanto interior como exteriormente y se encuentran disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a las necesidades de cualquier usuario.



Referencia	Capacidad	Altura total	Ø Interior	Ø medio vástago
20237040	30 mL	70 mm	40 mm	13 mm
20237050	50 mL	80 mm	50 mm	15 mm
20237070	120 mL	125 mm	70 mm	20 mm
20237090	200 mL	145 mm	95 mm	21 mm
20237110	400 mL	165 mm	110 mm	26 mm
20237120	600 mL	170 mm	125 mm	30 mm
20237150	1000 mL	195 mm	135 mm	33 mm

*Dimensiones aprox.