

ESTEREOMICROSCOPIOS
con zoom - SERIE Z

Zezi



estereomicroscopios con zoom, serie Z

Los nuevos estereomicroscopios Zuzi Serie Z permiten obtener imágenes de gran resolución gracias a sus excelentes características ópticas. Su zoom óptico de amplio rango (0.7x a 4.5x) y los oculares WF10X/20 con ajuste de dioptrías en ambos oculares, junto con la distancia de trabajo regulable a dos alturas, permiten una óptima visión en profundidad de objetos de gran diversidad de forma y tamaño. La iluminación de origen LED (3W) mediante luz incidente y transmitida regulable de forma independiente, y la posibilidad de poder intercambiar la plataforma de trabajo (translúcida, blanca o negra) posibilitan observar imágenes de diferentes colores con un contraste

inmejorable. Presentan mandos de zoom y mandos de enfoque en ambos laterales del estereomicroscopio, lo que hace más sencillo enfocar las imágenes con distinto grado de zoom. El cabezal binocular tiene una salida USB para poder recoger las imágenes con videocámaras.

Este estereomicroscopio construido sobre una fina pero amplia base con patas de goma presenta una gran estabilidad. Además, es cómodo y fácil de transportable gracias al asa situada en la parte superior del pilar.

Accesorios incluidos

- 1 | Manual de uso.
- 2 | Funda de plástico.
- 3 | Par de anteojeras.
- 4 | Platina de trabajo translúcida y platina de trabajo blanco/negro (Ø 60 mm).

Accesorios no incluidos

- 1 | Objetivos: 0.5x, 1.5x, 2x
- 2 | Oculares: WF15X/16 mm, WF20X/12 mm
- 3 | Lámpara fluorescente 8W



**estereomicroscopios
con zoom, serie Z:**

**especificaciones
técnicas**



Referencia	HDD011	HDD012
Cabezal	Binocular 45°; 360°	Triocular 45°; 360°
Oculares	WF10x/20mm	
Corrección dióptrica	± 5 dps en los 2 oculares	
Distancia interpupilar	55-75 mm	
Objetivo	1x	
Zoom	0.7x - 4.5x (enfoque con dos mandos laterales)	
Distancia de trabajo	2 posiciones: 100 y 35 mm	
Platina	Translúcida o blanca/negra	
Tamaño platina	60 mm, con pinzas	
Iluminación	Incidente y transmitida, LED 3W	
Accesorios incluidos	2 platinas de trabajo, 2 anteojeras de goma, tapas oculares	
Accesorios NO incluidos	Objetivos 0.5x, 1.5x, 2x; Oculares WF15x/16mm, WF20x/12mm; lámpara fluorescente 8W	

estereomicroscopios con zoom, serie Z

estereomicroscopios con zoom, serie Z: HDD011-partes equipo



estereomicroscopios con zoom, serie Z: HDD012-partes equipo

estereomicroscopios con zoom, serie Z

