

De gran utilidad en laboratorios de química, física, etc., los soportes son utilizados para la sujeción de equipos o instrumental de laboratorio en la realización de montajes experimentales. En nuestro catálogo podrá encontrar soportes constituidos por una varilla enroscada en una base de diferente formato o bien soportes tipo trípode.

Very useful in chemistry or physics laboratories, stands are used to hold different equipments or instruments on experimental assemblies. In our catalogue, there are available stands composed of a rod and a base of different formats, as well as tripod stands.

### Forma A / A-Shaped

Base en fundición de acero pintada al horno y varilla de acero cromado. Con gomas en la base.

Base in furnace painted cast-steel and rod in chromeplated steel. With rubber caps at the base.



Referencia Code	Base Base	Varilla (LxØ) Rod (LxØ)
63206600	200x30 mm	600x10 mm

### Pie plato / Retird stands

Base en chapa o fundición de acero pintada al horno y varillas de acero cromado.

Base in cast-steel or plated-steel and rod in chromeplated steel.




Referencia Code	Base Base	Varilla (LxØ) Rod (LxØ)
Fundición / Cast-steel		
63206011	200x140 mm	600x10 mm
63206051	300x180 mm	600x10 mm
63206010	200x140 mm	600x10 mm
63206050	300x180 mm	600x10 mm
Chapa / Plated steel		
63206100	100x175 mm	500x10 mm
63206110	125x225 mm	500x10 mm
63206120	150x250 mm	600x10 mm
63206130	165x300 mm	900x10 mm

Pie trípode / Tripod stands

Base en fundición de acero pintada al horno y varillas de acero cromado. Con gomas en la base.

Base in furnace painted cast-steel and rods in chromeplated steel. With rubber caps at the base.



Referencia Code	A A	B B	Varilla Rod	Color Colour
63206501	85 mm	130 mm	500x10 mm	Negro / Black
63206502	110 mm	170 mm	600x10 mm	Negro / Black
63206503	135 mm	210 mm	760x10 mm	Negro / Black
63206504	175 mm	300 mm	900x10 mm	Negro / Black
63206511	85 mm	130 mm	500x10 mm	Azul / Blue
63206512	110 mm	170 mm	600x10 mm	Azul / Blue
63206513	135 mm	210 mm	760x10 mm	Azul / Blue
63206514	175 mm	300 mm	900x10 mm	Azul / Blue

Soporte con 3 varillas / Support with 3 rods

Base maciza fabricada en fundición de acero pintada al horno y varillas de acero cromado. Compuesto por 3 varillas verticales, 2 varillas horizontales y 6 tuercas tipo P.

Solid base made of furnace painted cast-steel and rods in chromeplated steel. Composed of 3 vertical rods, 2 horizontal rods and 6 boss-heads type P.



Referencia Code	Varillas horizontales Horizontal rods	Varillas verticales Vertical rods
63413010	500x10 mm	800x10 mm

## Trípode aro plano | Flat ring tripod stands

Aro y patas de acero pintado al horno. Con conteras de goma en las patas.

Ring and legs made of furnace painted cast steel. With rubber caps.



Referencia Code	Diámetro Diameter	Altura Height
63213090	90 mm	150 mm
63213120	120 mm	220 mm

## Trípode aro redondo | Round ring tripod stands

Estructura en acero cromado o acero inoxidable con conteras de goma en las patas.

Structure made of chromeplated or stainless steel with rubber caps.



Acero cromado / Chromeplated steel		
Referencia Code	Diámetro Diameter	Altura Height
63211120	125 mm	200 mm
63211150	150 mm	200 mm
63211200	185 mm	200 mm

Acero inoxidable / Stainless steel		
Referencia Code	Diámetro Diameter	Altura Height
63214120	120 mm	200 mm
63214150	150 mm	200 mm

## Trípode triangular | Triangular tripod stands

Aro y patas de acero cromado. Con conteras de goma en las patas.

Ring and legs made of chromeplated steel. With rubber caps.



Referencia Code	Lado Side	Altura Height
63212120	120 mm	200 mm
63212140	140 mm	200 mm
63212160	160 mm	200 mm