


▶ FCB - Nueces

1 | Las nueces de laboratorio se utilizan para sujetar determinadas piezas como aros, pinzas, varillas, etc. a soportes.

2 | Fabricadas en metal y de gran durabilidad, las nueces de laboratorio Nahita están disponibles en diferentes modelos y tamaños para adaptarse a todo tipo de necesidades.

▶ Nueces dobles



- 1 | De construcción metálica y disponibles en varios tamaños y colores.
- 2 | Permiten el montaje de instrumental en un ángulo de 90°.
- 3 | Con ruedas de ajuste fabricadas en plástico

Referencia	Descripción	Largo	Varillas
FCP001	Pintada pequeña	53 mm	13 mm
FCP002	Pintada mediana	70 mm	16 mm
FCP003	Pintada grande	84 mm	21 mm
FCP004	Pintada extra grande	97 mm	25 mm
FCP005	Zincada pequeña	53 mm	13 mm
FCP006	Zincada mediana	70 mm	16 mm
FCP007	Zincada grande	84 mm	21 mm
FCP008	Zincada extra grande	97 mm	25 mm
FCP009	Zincada redondeada	100 mm	16 mm

REF:FCP001- FCP004
Pintada

REF:FCP005- FCP008
Zincada



REF:FCP009
Zincada redondeada

▶ Doble, cubierta de resina



Referencia	Varillas hasta
FCP010	16 mm

▶ Doble giratoria




Referencia	Varillas hasta
FCP011	20/13 mm
FCP012	18 mm

▶ FCP - Nueces

▶ Nuez modelo Phywe

- 1| De construcción metálica y gran formato especialmente sólido para soportar cargas elevadas.
- 2| Permite sujetar dos varillas de hasta 24 mm diámetro en ángulo de 90°.

Referencia	Color	Largo	Varillas hasta
FCP013	Gris	170 mm	24 mm



▶ Nueces universales

- 1| Fabricadas en metal y muy robustas permiten realizar montajes en paralelo, perpendicular y en forma de T.
- 2| Las ruedas para ajustar las varillas son de material plástico.

Referencia	Color	Largo	Varillas hasta
FCP014	Cromada	55 mm	16 mm
FCP015	Pintada	55 mm	16 mm



▶ Nueces para montajes de laboratorio

- 1| Las nueces modelo tipo P permiten el montaje de dos varillas soporte en ángulo recto mientras que la nuez tipo Trevin puede emplearse para el montaje de soportes múltiples y en 3 ángulos diferentes.
- 2| Ambos tipos de nueces presentan tornillos hexagonales huecos para llaves tipo Allen.

Referencia	Modelo	Varillas de
FCP017	Tipo P	12 mm
FCP016	Tipo P	10 mm
FCP018	Tipo P	14 mm
FCP019	Tipo P	16 mm
FCP020	Trevin	9-13 mm

Tipo Trevin



Tipo P



Ejemplo de montaje con nuez Trevin

