


Nahita dispone de una amplia gama de modelos y medidas de espátulas fabricadas en acero inoxidable y de gran utilidad en cualquier laboratorio para preparar mezclas o transferir productos en polvo.

Nahita offers a wide range of different models and sizes of spatulas made of stainless steel and very useful in laboratories for preparing mixtures or transferring powders.

Espátulas cuchara acanalada / Groove spoon spatulas




Referencia Code	Longitud (mm) Lenght (mm)	AxB (mm) AxB (mm)	CxD (mm) CxD (mm)
63220120	120	15x13	15x10
63220140	140	20x15	17x11
63220160	160	25x18	17x12
63220180	180	30x20	20x13

Juego de 3 espátulas acanaladas | Set of 3 groove spatula




Referencia / Code	63220030
Incluye / Includes	Cuchara acanalada 120 mm / Groove spoon 120 mm Cuchara acanalada 140 mm / Groove spoon 140 mm Cuchara acanalada 160 mm / Groove spoon 160 mm

Cuchara | Spoon




Referencia Code	Longitud (mm) Lenght (mm)	AxB (mm) AxB (mm)
63221120	125	20x13
63221140	140	20x15
63221160	160	25x15
63221180	180	25x18
63221220	220	30x18

Doble cuchara | Double spoon




Referencia Code	Longitud (mm) Length (mm)	AxB (mm) AxB (mm)	CxD (mm) CxD (mm)
63222160	160	25x18	15x11
63222200	200	30x20	25x15
63222220	220	30x20	20x14

Cuchara plana | Spoon-flat




Referencia Code	Longitud (mm) Length (mm)	AxB (mm) AxB (mm)	CxD (mm) CxD (mm)
63223150	150	15x20	25x12
63223200	200	30x20	32x15
63223230	230	30x20	30x15

Cuchara plana, reforzada | Spoon-flat, reinforced




Referencia Code	Longitud (mm) Length (mm)	AxB (mm) AxB (mm)	CxD (mm) CxD (mm)
63223012	125	20x14	18x14
63223015	150	25x19	25x19
63223021	210	30x25	30x25

Vertedora, cuchara acanalada | Trough, groove-spoon




Referencia Code	Longitud (mm) Length (mm)	AxB (mm) AxB (mm)	CxD (mm) CxD (mm)
63224201	200	30x24	90x17

Cuchara curva plana | Spoon, flat-curve




Referencia Code	Longitud (mm) Lenght (mm)	AxB (mm) AxB (mm)	CxD (mm) CxD (mm)
63224301	195	20x13	30x20

Semi-micro, doble plana | Semi-micro, double flat




Referencia Code	Longitud (mm) Lenght (mm)	AxB (mm) AxB (mm)
63224401	140	35x7

Microespátulas | Chattaway spatula



Referencia Code	Longitud (mm) Lenght (mm)	AxB (mm) AxB (mm)
63220901	100	25x8
63220902	120	25x9
63220905	150	25x9
63220907	170	30x9
63220915	150	28x6

Espátulas con mango | Spatula with handle



Referencia Code	Longitud (mm) Lenght (mm)	AxB (mm) AxB (mm)
63224080	170	80x20
63224100	190	100x20
63224120	210	120x20
63224140	230	140x20
63224160	250	160x20