


▶ KBN - Accesorios a pesar

▶ Vidrio de reloj borde esmerilado

1| Estos vidrios de reloj Endo Glassware fabricados en vidrio y de forma cóncava, presentan los bordes esmerilados y están disponibles en diversos tamaños.

2| Su uso es muy variado, pueden ser utilizados como bandeja de pesada, para el secado de sólidos húmedos, para la observación de pequeños invertebrados bajo un estereomicroscopio, como recipiente para la cata de aceites o como tapa para vasos de precipitados, matraces y otros recipientes.



Referencia	Diámetro (mm)
KBN001	45
KBN002	50
KBN003	60
KBN004	70
KBN005	80
KBN006	90
KBN007	100
KBN008	120
KBN009	150
KBN010	180

▶ Vidrio de reloj borde requemado

1| Vidrios de reloj con los bordes requemados para evitar cortes. Especialmente recomendados para evaporar líquidos y pesar muestras, están disponibles en diversos tamaños.



Referencia	Diámetro (mm)
KBN011	40
KBN012	50
KBN013	60
KBN014	70
KBN015	80
KBN016	100
KBN017	120
KBN018	140
KBN019	160