

FCB - Soportes

► Soporte forma A



- 1 | Base en fundición de acero pintada al horno y varilla de acero cromado.
- 2 | Con gomas en la base.

Referencia	Base	Varilla (LxØ)
FCB001	200x30 mm	600x10 mm

► Soporte pie plato



- 1 | Base en chapa o fundición de acero pintada al horno y varillas de acero cromado.


Referencia	Color	Material	Base	Varilla (LxØ)
FCB003	Azul	Fundición	300x180 mm	600x10 mm
FCB004	Negro	Fundición	200x140 mm	600x10 mm
FCB005	Negro	Fundición	300x180 mm	600x10 mm
FCB006	Negro	Chapa	100x175 mm	500x10 mm
FCB007	Negro	Chapa	125x225 mm	600x10 mm
FCB008	Negro	Chapa	150x250 mm	600x10 mm
FCB009	Negro	Chapa	165x300 mm	900x10 mm

► Soporte pie trípode



DIMENSIONES - Pie trípode

A: anchura 1
B: anchura 2



- 1 | Base en chapa o fundición de acero pintada al horno y varillas de acero cromado.

Referencia	A	B	Varilla	Color
FCB013	85 mm	125 mm	500x10 mm	Azul
FCB010	110 mm	220 mm	600x10 mm	Azul
FCB011	135 mm	200 mm	760x10 mm	Azul
FCB012	175 mm	260 mm	900x10 mm	Azul
FCB017	85 mm	125 mm	500x10 mm	Negro
FCB014	110 mm	220 mm	600x10 mm	Negro
FCB015	135 mm	200 mm	760x10 mm	Negro
FCB016	175 mm	260 mm	900x10 mm	Negro

▶ FFB - Soportes trípode

▶ Soporte trípode, aro redondo

- 1 | Aro y patas de acero cromado o acero inoxidable.
- 2 | Con conteras de goma en las patas.

Referencia	Material	Diámetro	Altura
FFB001	Acero	125 mm	200 mm
FFB002	Acero	150 mm	200 mm
FFB003	Acero	185 mm	200 mm
FFB004	Acero inox.	120 mm	200 mm
FFB005	Acero inox.	150 mm	200 mm



▶ Soporte trípode triangular

- 1 | Aro y patas de acero cromado.
- 2 | Con conteras de goma en las patas.

Referencia	Lado	Altura
FFB006	120 mm	200 mm
FFB007	140 mm	200 mm
FFB008	160 mm	200 mm

