



Centrífuga de diseño compacto y funcional con un nivel muy bajo de vibración y ruido gracias a la suspensión elástica.



- 1 | Cabezal angular.
- 2 | Regulación digital de la velocidad.
- 3 | Funcionamiento durante periodos de tiempo concretos hasta un máximo de 99 min.
- 4 | Interruptor de seguridad que impide que la centrífuga

entre en funcionamiento si la tapa está abierta y que para automáticamente la centrifugación en caso de apertura de la tapa.

- 5 | Motor de inducción libre de mantenimiento.

Referencia	GBF006	GBF007
Modelo	2698	2698/5
Capacidad	8x15 mL	16x5 mL
FRC máx.	2000 g	
Velocidad máx.	4000 rpm	
Temporizador	0-99 min	
Dimensiones	32x32x28 cm	
Peso	15 Kg	
Alimentación	220 V / 50 Hz	

## MONOCABEZAL [G] CENTRÍFUGAS

Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos