

VERRERIE RODAGES A VIS

Le système d'assemblage d'éléments de verrerie par système à vis permet un grand nombre d'applications. Ce système permet les mêmes montages qu'avec des rodages coniques classiques, tout en assurant :


- 1 | une meilleure rigidité
- 2 | une meilleure fixation
- 3 | une meilleure étanchéité
- 4 | une utilisation plus facile : en supprimant les besoins en graisse de silicone, et pinces aluminium ou plastique ainsi qu'en limitant les besoins en supports

5 | une meilleure sécurité : prévient la casse de la verrerie grâce à une meilleure stabilité

Cette verrerie peut être utilisée :

- Pour des applications sous vide et sous pression
- Jusqu'à des températures de 200°C

Les éléments en verre sont réalisés en verre borosilicate 3.3 de très grande qualité, ces articles satisferont les souffleurs de verre les plus exigeants.



RODAGE FEMELLE À VIS

Référence	Nouvelle réf.	Rodage
18503200	TCB001	14/23
18503210	TCB002	19/26
18503220	TCB003	24/29
18503230	TCB004	29/32
18503240	TCB005	34/35
18503250	TCB006	45/40



RODAGE MALE À BAGUE DE BLOCAGE

Référence	Nouvelle réf.	Rodage
18503201	TCC001	14/23
18503211	TCC002	19/26
18503221	TCC003	24/29
18503231	TCC004	29/32
18503241	TCC005	34/35
18503251	TCC006	45/40

VERRERIE RODAGES A VIS


RODAGE MALE PROLONGEMENT À BAGUE DE BLOCAGE

Référence	Nouvelle ref.	Rodage
18503242	TCC011	34/35
18503552	TCC012	45/40

*Autres rodages sur demande

CAPSULE RÉSINE À VIS

Référence	Nouvelle ref.	Rodage
18503208	TCD003	14/23
18503218	TCD007	19/26
18503228	TCD011	24/29
18503238	TCD015	29/32
18503248	TCD019	34/35
18503258	TCD023	45/40



CLIP DE DÉBLOCAGE

Référence	Nouvelle ref.	Rodage	Colisage
18503205	TCD001	14/23	Lot de 10 pcs
18503215	TCD005	19/26	Lot de 10 pcs
18503225	TCD009	24/29	Lot de 10 pcs
18503235	TCD013	29/32	Lot de 10 pcs
18503245	TCD017	34/35	Lot de 10 pcs
18503255	TCD021	45/40	Lot de 10 pcs



JOINT TORIQUE EN NITRILE

Référence	Nouvelle ref.	Rodage	Colisage
18503206	TCD002	14/23	Lot de 10 pcs
18503216	TCD006	19/26	Lot de 10 pcs
18503226	TCD010	24/29	Lot de 10 pcs
18503236	TCD014	29/32	Lot de 10 pcs
18503246	TCD018	34/35	Lot de 10 pcs
18503256	TCD022	45/40	Lot de 10 pcs



JEU D'ACCESSOIRES POUR VERRERIE RODAGES À VIS

Référence	Nouvelle ref.	Rodage	Colisage
18503203	TCD004	14/23	Lot de 10 pcs
18503213	TCD008	19/26	Lot de 10 pcs
18503223	TCD012	24/29	Lot de 10 pcs
18503233	TCD016	29/32	Lot de 10 pcs
18503243	TCD020	34/35	Lot de 10 pcs
18503253	TCD024	45/40	Lot de 10 pcs

Le jeu d'accessoires comprend :

- capsule à résine à vis
- clip de déblocage
- joint toriques en nitrile

pour le rodage sélectionné