



1| Endo Glassware le ofrece una amplia gama de frascos multiusos de muy diversas capacidades y de gran utilidad para almacenar soluciones de cualquier tipo.

2| Todos los frascos están disponibles en vidrio transparente (blanco) o vidrio topacio (para aquellas soluciones o reactivos fotosensibles).

▶ Frascos de boca ancha



Presentan esmerilado normalizado y tapón de polietileno.

| Referencia | Capacidad | Ø Base | Altura | Esmerilado | Vidrio |
|------------|-----------|--------|--------|------------|--------------|
| CHB001 | 100 ml | 54 mm | 95 mm | 29/22 | Transparente |
| CHB005 | 100 ml | 54 mm | 95 mm | 29/22 | Topacio |
| CHB002 | 250 ml | 74 mm | 125 mm | 34/23 | Transparente |
| CHB006 | 250 ml | 74 mm | 125 mm | 34/23 | Topacio |
| CHB003 | 500 ml | 88 mm | 165 mm | 45/27 | Transparente |
| CHB007 | 500 ml | 88 mm | 165 mm | 45/27 | Topacio |
| CHB004 | 1000 ml | 112 mm | 200 mm | 60/46 | Transparente |
| CHB008 | 1000 ml | 112 mm | 200 mm | 60/46 | Topacio |

▶ Frasco de boca estrecha



Presentan esmerilado normalizado y tapón de polietileno.

| Referencia | Capacidad | Ø Base | Altura | Esmerilado | Vidrio |
|------------|-----------|--------|--------|------------|--------------|
| CHG001 | 100 ml | 54 mm | 95 mm | 14/15 | Transparente |
| CHG005 | 100 ml | 54 mm | 95 mm | 14/15 | Topacio |
| CHG002 | 250 ml | 74 mm | 125 mm | 19/26 | Transparente |
| CHG006 | 250 ml | 74 mm | 125 mm | 19/26 | Topacio |
| CHG003 | 500 ml | 88 mm | 165 mm | 24/29 | Transparente |
| CHG007 | 500 ml | 88 mm | 165 mm | 24/29 | Topacio |
| CHG004 | 1000 ml | 112 mm | 200 mm | 29/32 | Transparente |
| CHG008 | 1000 ml | 112 mm | 200 mm | 29/32 | Topacio |