



▶ CGJ - Boca estrecha, plástico

- 1| El uso de los envases de plástico PET garantiza seguridad y una óptima conservación del producto que contiene al ser un material muy inocuo.
- 2| Su fabricación minimiza el impacto ambiental al estar fabricados en gran parte con materiales reciclados y ser completamente reciclable.
- 3| Material ligero y resistente.
- 4| Alta resistencia al desgaste y corrosión.
- 5| Buena resistencia química y térmica.
- 6| Buenas propiedades de barrera de gases (oxígeno, dióxido de carbono) y humedad.
- 7| Disponibles en transparente o en ámbar.
- 8| Los envases PET son 100% reciclables.
- 9| Frasco rosca DIN28 sin tapón.

▶ Frascos DIN 28 PET Transparente



Referencia	Capacidad	Diámetro (cm)	Altura (cm)
CGJ058	100 mL	4,20	10,50
CGJ059	120 mL	4,60	11,30
CGJ060	150 mL	4,70	12,30
CFG061	250 mL	5,50	14,50
CFG062	500 mL	6,80	18,20
CFG063	1000 mL	8,50	22,00

▶ Frascos DIN 28 PET Ámbar



Referencia	Capacidad	Diámetro (cm)	Altura (cm)
CGJ064	100 mL	4,20	10,50
CGJ065	120 mL	4,60	11,30
CGJ066	150 mL	4,70	12,30
CFG067	250 mL	5,50	14,50
CFG068	500 mL	6,80	18,20
CFG069	1000 mL	8,50	22,00



▶ CGL - Tapones para frascos (no incluidos)

▶ Tapón de seguridad para frasco DIN28

Referencia	Descripción
CGL009	Tapón rosca seguridad blanco



▶ Tapón roscado para frasco DIN28

1 | Tapones con precinto en polietileno, en varios colores.

Referencia	Color tapón	Color precinto
CGL010	Negro	Negro
CGL011	Blanco	Rojo
CGL012	Azul	Blanco
CGL013	Rojo	Blanco
CGL014	Verde	Blanco
CGL015	Amarillo	Blanco



▶ Tapón cuentagotas plástico para frasco DIN28

1 | En polietileno; el tubo puede ser cortado para adaptarse a frascos desde 1000 ml a 30 ml.  
2 | Con precinto.

Referencia	Color
CGL019	Azul



▶ Tapón cuentagotas tubo de vidrio frasco DIN28

1 | Tapón polietileno con precinto, tetina de silicona y tubo de vidrio.

Referencia	Para frascos de
CGL020	30 mL
CGL021	60 mL
CGL022	125 mL

