

Balanza electrónica serie 5041 básica con un diseño funcional muy ligero y compacto que permite un uso práctico, rápido y sencillo en aquellas aplicaciones que no requieren una elevada precisión.



- 1 | Muy económicas ideales para su uso en el hogar y en la enseñanza
- 2 | Fabricadas en ABS, con pantalla digital de fácil lectura y teclado hermético a prueba de salpicaduras de agua
- 3 | Fácil manejo mediante tres botones
- 4 | Pesada en gramos (g) y onzas (oz)
- 5 | Tara sustractiva en todo el rango de pesada
- 6 | Calibración automática con pesa de ajuste externo (no incluida)
- 7 | Mecanismo de desconexión automática tras 2 minutos de no uso.
- 8 | Alimentación mediante adaptador externo (incluido, excepto en ref. KBB003) o mediante pilas (no incluidas)

Referencia	KBB001	KBB002	KBB003*
Capacidad	500 g	2000 g	5000 g
Sensibilidad	0.1 g	1.0 g	2 g
Rango tara	0-500 g	0-1000 g	0-2500 g
Ø plato	148 mm		
Alimentación	Adaptador CA 220 V* / 4 pilas 1.5 V tipo AA		
Dimensiones	170x250x45 mm		

*Adaptador no incluido y no disponible para ref. KBB003