

Anillos estabilizadores | Stabilizing rings

Marca|Trademark: Nahita

Gracias a su peso estabilizan recipientes (frascos, matraces, etc.) evitando que floten cuando se encuentran sumergidos en fluidos o baños termostáticos. Fabricados en acero recubierto de PVC están disponibles en diferentes tamaños.

Thanks to their weight they are used to stabilize recipients (bottles, flasks, etc.) avoiding them to float when submerged in fluids or water baths. Made of steel covered with PVC they are available in different sizes.



Referencia	Ø interior	Peso (aprox.)
Code	Interior Ø	Weight (approx)
63269048	48 mm	270 g
63269056	56 mm	520 g
63269061	61 mm	780 g
63269074	74 mm	960 g