


Tapones de goma blanca | White rubber stoppers

Marca|Trademark:Nahita

Los tapones de goma ofrecen un óptimo sellado de tubos de ensayo y otros recipientes de laboratorio para mantenerlos libres de posibles contaminantes presentes en el ambiente o bien para preservar sustancias volátiles contenidas en ellos. Dentro del amplio surtido de tapones de goma Nahita se encuentran disponibles también, tapones con 1 ó 2 orificios ideales para procesos de aspiración o filtración al vacío. Todos los tapones presentan el número de modelo grabado en la superficie del tapón para una rápida identificación.

Rubber stoppers offer an optimum sealing of test tubes and other laboratory recipients to keep out possible airborne contaminants and for preserving volatile substances contained inside. Within the wide range of Nahita rubber stoppers, they are also available stoppers with 1 or 2 holes ideal for vacuum aspiration or filtration processes. All stoppers present the model number moulded on the top for an easy identification.



Sin orificios Without holes	1 Orificio' 1 hole	2 Orificios 2 holes	Modelo Model	D	d	H
			000	13	8	17
			00	15	11	20
			0	17	13	24
			1	18	14	26
	47186020	47187020	2	21	15	26
	47186030	47187030	3	23	17	26
	47186040	47187040	4	26	19	26
	47186050	47187050	5	29	22	28
	47186060	47187060	6	33	25	27
	47186070	47187070	7	36	29	30
	47186080	47187080	8	41	33	30
	47186090	47187090	9	45	37	30
	47186100	47187100	10	51	43	32
	47186110	47187110	11	55	46	34
	47186120	47187120	12	60	51	36
	47186130	47187130	13	67	54	38
	47186140	47187140	14	75	63	39
	47186150	47187150	15	80	67	40
	47186160	47187160	16	84	74	42
	47186170	47187170	17	94	78	45
	47186180	47187180	18	102	85	50
	47186190	47187190	19	110	90	53

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.

Kg surtido tapones de goma | Kg of rubber stoppers

Marca|Trademark:Nahita

Incluye 72 tapones de goma blanca con y sin orificios It includes 72 white rubber stoppers with and without holes.

Referencia Code	47185019	
Incluye Includes:		
Referencia	Descripción	Cantidad
Code	Description	Quantity
47185930	Tapón goma nº 000 / Rubber stopper nº 000	10
47185920	Tapón goma nº 00/ Rubber stopper nº 00	10
47185000	Tapón goma nº 0/ Rubber stopper nº 0	10
47185010	Tapón goma nº 1/ Rubber stopper nº1	3
47185040	Tapón goma nº 4 / Rubber stopper nº4	3
47185050	Tapón goma nº 5 / Rubber stopper nº5	3
47185060	Tapón goma nº 6 / Rubber stopper nº6	3
47185070	Tapón goma nº 7 / Rubber stopper nº7	3
47185080	Tapón goma nº 8 / Rubber stopper nº8	3
47185090	Tapón goma nº 9 / Rubber stopper nº9	2
47186020	Tapón goma 1 orificio nº 2 / Rubber stopper 2 holes nº2	1
47187020	Tapón goma 2 orificio nº 2 / Rubber stopper 2 holes nº2	1
47186030	Tapón goma 1 orificio nº 3 / Rubber stopper 2 holes nº3	1
47187030	Tapón goma 2 orificio nº 3 / Rubber stopper 2 holes nº3	1
47186040	Tapón goma 1 orificio nº 4 / Rubber stopper 2 holes nº4	1
47187040	Tapón goma 2 orificio nº 4 / Rubber stopper 2 holes nº4	1
47186050	Tapón goma 1 orificio nº 5 / Rubber stopper 2 holes nº5	1
47187050	Tapón goma 2 orificio nº 5 / Rubber stopper 2 holes nº5	1
47186060	Tapón goma 1 orificio nº 6 / Rubber stopper 2 holes nº6	1
47187060	Tapón goma 2 orificio nº 6 / Rubber stopper 2 holes nº 6	1

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.