



▶ Elevadores de laboratorio

1 | Diseñados para elevar y mantener todo tipo de equipos y aparatos como frascos, cubetas, baños, agitadores, placas calefactoras, etc.

2 | Fabricados en aluminio y con soporte tipo tijera, pueden ser regulados en altura mediante un mando manual situado en el frente del elevador y disponen de 4 patas de goma antideslizantes para asegurar una buena es-

tabilidad y evitar movimientos bruscos.

3 | Los modelos de 15 y 20 cm de lado presentan un orificio en uno de los lados de la plataforma para introducir una varilla que sirva de soporte a aros, pinzas etc.



Referencia	Plataforma	Altura	Carga máxima
FCD001	100x100 mm	40-140 mm	14 Kg
FCD002	150x150 mm	50-270 mm	27 Kg
FCD003	200x200 mm	50-320 mm	38 Kg