

De gran utilidad en laboratorios de química, física, etc., los soportes son utilizados para la sujeción de equipos o instrumental de laboratorio en la realización de montajes experimentales. En nuestro catálogo podrá encontrar soportes constituidos por una varilla enroscada en una base de diferente formato o bien soportes tipo trípode.

Très utiles dans les laboratoires de physique - chimie, les supports sont utilisés pour le maintien de différents équipements et instruments de laboratoires pour la réalisation de montages expérimentaux. Vous pourrez trouver dans notre catalogue des supports avec tige de différentes formes ainsi que des supports de type trépied.

Forma A / Forme A

Base en fundición de acero pintada al horno y varilla de acero cromado. Con gomas en la base.

Base en fonte d'acier peint au four et tige en acier chromé. Avec pieds en caoutchouc sur la base.



Referencia Référence	Base Base	Varilla (LxØ) Tige (LxØ)
63206600	200x30 mm	600x10 mm

Pie plato / Statif plateau

Base en chapa o fundición de acero pintada al horno y varillas de acero cromado.

Base en plaque d'acier ou fonte d'acier peint au four et tige en acier chromé.




Referencia Référence	Base Base	Varilla (LxØ) Tige (LxØ)
Fundición / Fonte		
63206011	200x140 mm	600x10 mm
63206051	300x180 mm	600x10 mm
63206010	200x140 mm	600x10 mm
63206050	300x180 mm	600x10 mm
Chapa / Plaque		
63206100	100x175 mm	500x10 mm
63206110	125x225 mm	500x10 mm
63206120	150x250 mm	600x10 mm
63206130	165x300 mm	900x10 mm

Pie trípode / Statif trépied

Base en fundición de acero pintada al horno y varillas de acero cromado. Con gomas en la base.

Base en fonte d'acier peint au four et tige en acier chromé. Avec pieds en caoutchouc sur la base pour le modèle plaque.



Referencia Référence	A	B	Varilla Tige	Color Couleur
63206501	85 mm	130 mm	500x10 mm	Negro / Noir
63206502	110 mm	170 mm	600x10 mm	Negro / Noir
63206503	135 mm	210 mm	760x10 mm	Negro / Noir
63206504	175 mm	300 mm	900x10 mm	Negro / Noir
63206511	85 mm	130 mm	500x10 mm	Azul / Bleu
63206512	110 mm	170 mm	600x10 mm	Azul / Bleu
63206513	135 mm	210 mm	760x10 mm	Azul / Bleu
63206514	175 mm	300 mm	900x10 mm	Azul / Bleu

Soporte con 3 varillas / Statif avec 3 tiges

Base maciza fabricada en fundición de acero pintada al horno y varillas de acero cromado. Compuesto por 3 varillas verticales, 2 varillas horizontales y 6 nueces tipo P.

Base métallique en fonte d'acier peint au four et tiges en acier chromé. Composé de 3 tiges verticales, 2 tiges horizontales et 6 noix type P.



Referencia Référence	Varillas horizontales Tiges horizontales	Varillas verticales Tiges verticales
63413010	500x10 mm	800x10 mm

Trípode aro plano | Support trépied anneau plat

Aro y patas de acero pintado al horno. Con conteras de goma en las patas.

Anneau et pieds en acier peint au four. Avec embouts caoutchouc aux pieds



Referencia <u>Référence</u>	Diámetro <u>Diamètre</u>	Altura <u>Hauteur</u>
63213090	90 mm	150 mm
63213120	120 mm	220 mm

Trípode aro redondo | Support trépied anneau rond

Estructura en acero cromado o acero inoxidable con conteras de goma en las patas.

Structure de l'anneau et pieds en acier chromé ou inoxydable et les embouts caoutchouc aux pieds.



Acero cromado / <u>Acier chromé</u>		
Referencia <u>Référence</u>	Diámetro <u>Diamètre</u>	Altura <u>Hauteur</u>
63211120	125 mm	200 mm
63211150	150 mm	200 mm
63211200	185 mm	200 mm

Acero cromado / <u>Acier inoxydable</u>		
Referencia <u>Référence</u>	Diámetro <u>Diamètre</u>	Altura <u>Hauteur</u>
63214120	120 mm	200 mm
63214150	150 mm	200 mm

Trípode triangular | Support trépied triangulaire

Aro y patas de acero cromado. Con conteras de goma en las patas.

Support et pieds en acier chromé. Avec embouts caoutchouc aux pieds.



Referencia <u>Référence</u>	Lado <u>Côté</u>	Altura <u>Hauteur</u>
63212120	120 mm	200 mm
63212140	140 mm	200 mm
63212160	160 mm	200 mm