


Escobillón Mousse Nº1 / Sponge scrubber Mousse range Nº1

1. Autoclavable
2. Hecho de fibra
3. Para todos tipos de tubos de test con diámetro < 25 mm

1. Autoclavable
2. Made from fibres
3. For all kind of test tubes with diameter < 25 mm



Uso del instrumento / Application

Referencia Code	Ancho esponja Sponge width	Long. esponja Sponge length	Long. total Total length	Aplicación Application
63501437	22 mm	170 mm	220 mm	Tubos de ensayo Ø < 25mm / Test tube Ø < 25mm

Escobillón Mousse Nº 2, Nº 3 y Nº 4 / Sponge scrubber Mousse range Nº2, Nº3 and Nº4

1. Hecho de espuma de polietileno de larga duración y de larga resistencia
2. 20 veces más resistente que una esponja estándar o cepillo
3. No absorbe agua
4. Autoclavable. De limpieza fácil con agua caliente o fría.



1. Made from polyethylene foam that is durable and long lasting
2. 20 times more resistant than a standard sponge or brush
3. Do not absorb water
4. Autoclavable. Easily cleaned with hot or cold water



Uso del instrumento / Application

Referencia Code	Ancho esponja Sponge width	Long. esponja Sponge length	Long. total Total length	Aplicación Application
63501436	70 mm	100 mm	250 mm	Vasos, matraces, jarras, etc. / Beakers, flasks, jars etc.


Escobillón Mousse Nº 3 / Sponge scrubber Mousse range Nº3



Uso del instrumento / Application

Referencia Code	Ancho esponja Sponge width	Long. esponja Sponge length	Long. total Total length	Aplicación Application
63501435	70 mm	100 mm	480 mm	Probetas, cilindros largos, etc. / Measuring cylinders, etc.

Escobillón Mousse Nº 4 / Sponge scrubber Mousse range Nº4



Uso del instrumento / Application

Referencia Code	Ancho esponja Sponge width	Long. esponja Sponge length	Long. total Total length	Aplicación Application
63501438	20 mm	380 mm	440 mm	Tubos de test, Erlenmeyer, embudos de decantación, vasos, etc. Test tubes, Erlenmeyer flasks, separating funnels, etc.

Escobillones flexibles / Flexible brushes

1. Manguera de goma flexible recubiertos con cloruro de polivinilo.

1. Flexible rubber hose covered with a sheath of polyvinyl chloride.



Referencia Code	Ø cerda Ø bristle	longitud cerda Length bristle	Longitud total Total length	Material Material
63502055	30 mm	160 mm	450 mm	Nylon
63502056	45 mm	200 mm	600 mm	Nylon