

Los frascos de laboratorio Simax fabricados en vidrio borosilicato transparente o topacio, están adaptados a la norma ISO 4796, presentan graduación con superficie de rotulación en blanco y disponen de rosca DIN GL45.

El anillo de vertido antigoteo y el tapón están disponibles en PP azul (resistente a  $T \leq 140^{\circ} \text{C}$ ) o en PBT rojo (resistente a  $T \leq 200^{\circ} \text{C}$ ), lo que hace de estos frascos un elemento excelente para la esterilización de soluciones en autoclave.

Además, la superficie de apoyo con relieve proporciona una gran estabilidad y resistencia a arañazos aumentando la durabilidad de los frascos.

Simax borosilicate glass bottles, made of transparent or amber borosilicate glass, are manufactured according to ISO 4976. They present white graduation and marking area and DIN GL45 thread.

The pouring ring, to avoid drops formation, and the cap are available in both blue PP (resistant up to  $140^{\circ} \text{C}$ ) or red PBT (resistant up to  $200^{\circ} \text{C}$ ), thus making of this bottles and excellent element to sterilize solutions in autoclave.

They also present a studded base for a good stability and abrasion

Vidrio transparente tapón y anillo de vertido azul (PP) | **Transparent glass, screw cap and ring blue (PP)**



Referencia Code	Capacidad Capacity	Base Ø Base Ø	Altura Height
12112210	100 mL	56 mm	105 mm
12112220	250 mL	70 mm	143 mm
12112250	500 mL	86 mm	182 mm
12112310	1000 mL	101 mm	203 mm
12112320	2000 mL	136 mm	260 mm
12112350	5000 mL	186 mm	355 mm
12112410	10000 mL	234 mm	435 mm
12112420	20000 mL	288 mm	505 mm

Vidrio transparente tapón y anillo de vertido rojo (PBT) | **Transparent glass, screw cap and ring in red (PBT)**



Referencia Code	Capacidad Capacity	Base Ø Base Ø	Altura Height
12111210	100 mL	56 mm	105 mm
12111220	250 mL	70 mm	143 mm
12111250	500 mL	86 mm	182 mm
12111310	1000 mL	101 mm	203 mm

\*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

\*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.

Vidrio transparente sin tapón ni anillo de vertido | **Transparent glass without screw cap and ring**

Referencia Code	Capacidad Capacity	Base Ø Base Ø	Altura Height
12110210	100 mL	56 mm	105 mm
12110220	250 mL	70 mm	143 mm
12110250	500 mL	86 mm	182 mm
12110310	1000 mL	101 mm	203 mm
12110320	2000 mL	136 mm	260 mm

Vidrio topacio tapón y anillo de vertido azul | **Amber glass, screw cap and ring in blue**



Referencia Code	Capacidad Capacity	Base Ø Base Ø	Altura Height
12112211	100 mL	56 mm	105 mm
12112221	250 mL	70 mm	143 mm
12112251	500 mL	86 mm	182 mm
12112311	1000 mL	101 mm	203 mm
12112321	2000 mL	136 mm	260 mm
12112351	5000 mL	186 mm	355 mm
12112411	10000 mL	234 mm	435 mm

Accesorios | **Accessories**



Referencia Code	Descripción Description
12112901	Tapón PP azul / Blue PP screw cup
12112900	Anillo vertido PP azul / Blue PP ring
12111901	Tapón PBT rojo / Red PBT screw cup
12111900	Anillo vertido PBT rojo / Red PBT ring

\*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

\*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.