



## PNF - Embudos büchner

1 | Los embudos Büchner son utilizados en los procesos de filtración al vacío y presentan una placa perforada para la colocación de un papel de filtro.

2 | Fabricados en porcelana de gran resistencia química, los embudos Büchner de Nahita están esmaltados tanto interior como exteriormente y se encuentran disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a las necesidades de cualquier usuario.



Referencia	Capacidad	Altura	Ø Interior
PNB001	30 mL	70 mm	40 mm
PNB002	50 mL	110 mm	50 mm
PNB003	120 mL	135 mm	70 mm
PNB004	200 mL	170 mm	95 mm
PNB005	400 mL	180mm	110 mm
PNB006	600 mL	170 mm	125 mm
PNB007	1000 mL	225 mm	135 mm