




- 1 | Disponibles en vidrio transparente y vidrio topacio
- 2 | Cumplen las especificaciones de la Farmacopea Europea y de Estados Unidos
- 3 | Sistema de control de calidad del producto garantizado con análisis físicos y químicos: verificación de las características dimensionales, resistencia al choque térmico, resistencia hidrolítica y resistencia a la presión
- 4 | Fabricados en vidrio sodocálcico tipo III
- 5 | Rosca DIN 28 (consulte los tapones disponibles para frascos)
- 6 | Frascos y tapones con n° de lote y certificado de análisis.

DIN28, dimensiones rosca



▶ Vidrio transparente



Referencia	mL	mL total	mm	mm	Rosca	Peso
CGG001	30	35	67.0	35.0	DIN 28	40
CGG002	60	67.5	94.0	38.6	DIN 28	60
CGG003	125	133	114.4	49.0	DIN 28	90
CGG004	250	260	142.9	61.7	DIN 28	140
CGG005	500	512	176.8	76.8	DIN 28	240
CGG006	1000	1020	215.6	97.5	DIN 28	450

▶ Vidrio topacio



Referencia	mL	mL total	mm	mm	Rosca	Peso
CGG007	30	35	67.0	35.0	DIN 28	40
CGG008	60	67.5	94.0	38.6	DIN 28	60
CGG009	100	108	104.8	46.1	DIN 28	72
CGG010	125	133	114.4	49.0	DIN 28	90
CGG011	250	260	142.9	61.7	DIN 28	140
CGG012	500	512	176.8	76.8	DIN 28	240
CGG013	1000	1020	215.6	97.5	DIN 28	450



▶ Tapón roscado de seguridad



1 | Tapón de seguridad con precinto, fabricado en polietileno

Referencia	Color tapón	Color precinto
CGL009	Blanco	Blanco

▶ Tapón roscado



1 | Tapón con precinto, fabricado en polietileno

Referencia	Color tapón	Color precinto
CGL010	Negro	Negro
CGL011	Blanco	Rojo
CGL012	Azul	Blanco
CGL013	Rojo	Blanco
CGL014	Verde	Blanco
CGL015	Amarillo	Blanco

▶ Tapón cuentagotas con tubo de plástico



1 | Tapón de polietileno con precinto, tetina y tubo de plástico. El tubo puede ser cortado para adaptarse a frascos desde 1000 ml a 30 ml.

Referencia	Descripción
CGL019	Tapón, tetina y tubo plástico

▶ Tapón cuentagotas con tubo de vidrio



1 | Tapón de polietileno con precinto, tetina de látex y tubo de vidrio

Referencia	Descripción
CGL020	Tapón, tetina y tubo (65 mm) para frascos de 30 mL
CGL021	Tapón, tetina y tubo (90 mm) para frascos de 60 mL
CGL022	Tapón, tetina y tubo (110 mm) para frascos de 125 mL