

Balanza electrónica serie 5063



- 1 | Prácticas y cómodas balanzas de diseño limpio y ergonómico. Con una precisión de 0.001 g están especialmente indicadas para usos generales en el laboratorio.
- 2 | Diseño compacto y ligero con carcasa fabricada en plástico de alta calidad.
- 3 | Pantalla retroiluminada con grandes dígitos para lectura fácil y cómoda de los resultados
- 4 | Amplio plato de pesada fabricado en acero inoxidable.
- 5 | Paravientos desmontable con orificio en la parte superior para adición de campana fija.
- 6 | Patas roscadas y burbuja de nivel para perfecta nivelación de la balanza
- 7 | Sensor de bandas extensiométricas.
- 8 | Indicador de estabilización en pantalla.
- 9 | Unidades de pesada: gramos (g), quilates (ct), onzas (oz) y libras (lb).
- 10 | Función de tara sustractiva en todo el rango de pesada.
- 11 | Función de recuento de piezas con número de referencia seleccionable.
- 12 | Calibración mediante pesa externa (incluida).
- 13 | Funcionamiento mediante adaptador (incluido) o mediante pila (no incluida).

iconos balanzas - serie 5063



Referencia	KBD012	KBD013	KBD014
Capacidad máx. (g)	100	200	300
Sensibilidad (g)	0.001		
Unidades pesada	g, ct, lb, oz		
Rango de tara	0-100 g	0-200 g	0-300 g
Calibración	Pesa externa (incluida)		
Tamaño plato (mm)	90 mm		
Dimensiones totales (mm)	270x210x290 mm		
Dimensiones campana (mm)	145x180x225 mm		
Alimentación	Adaptador CA, 220 V / Pila, 9V		
Peso	2,6 Kg		