

## Dynamomètres

### — Dynamomètres métalliques —



- 1 | Ceux sont des instruments de mesure pour la détermination des forces type mécaniques tel que la force de tension et de compression.
- 2 | Ils sont pourvus avec échelle en grammes et newtons, de sorte que la précision reste correcte au cours du temps

Référence	Gamme	Graduation
KBP001	3000 g / 30 N	50 g / 0.5 N

### — Dynamomètres en plastique —



Référence	Gamme	Graduation
KBP003	250 g / 2.5 N	5 g / 0.05 N
KBP004	500 g / 5 N	10 g / 0.1 N
KBP005	1000 g / 10 N	20 g / 0.2 N
KBP006	2000 g / 20 N	50 g / 0.5 N
KBP007	3000 g / 30 N	50 g / 0.5 N
KBP008	5000 g / 50 N	100 g / 1 N