

Las balanzas Nahita serie 5152 son balanzas de precisión 0.01 g y capacidad máxima de 2000 g, especialmente diseñadas para trabajos de pesada rutinarios en el laboratorio. En conjunto, disponen de una serie de características que las convierten en equipos fiables y duraderos de muy fácil manejo:

- 1 | Pantalla LCD con grandes dígitos para fácil lectura de los resultados
- 2 | Plato de pesada fabricado en acero inoxidable
- 3 | Paravientos plástico desmontable con orificio en la parte superior para adición de muestra
- 4 | Patas roscadas y burbuja de nivel para perfecta nivelación de la balanza
- 5 | Indicador de estabilización en pantalla
- 6 | Sensor de bandas extensiométricas
- 7 | Unidades de pesada: gramos (g), quilates (ct), onzas (oz), onzas americanas (ozt), libras (lb) y pennyweights (dwt)
- 8 | Función de tara sustractiva en todo el rango de pesada
- 9 | Función de recuento de piezas con número de referencia seleccionable
- 10 | Calibración mediante pesa externa; pesa de calibración incluida
- 11 | Salida RS232 para transmisión de datos
- 12 | Funcionamiento mediante adaptador (incluido) o mediante pilas (no incluidas).

Les balances Nahita série 5152 sont de balances de précision 0.01 g et capacité maximale de 2000 g, spécialement dessinées pour de travaux de pesage routiniers au laboratoire. En ensemble, elles présentent une série de caractéristiques telles qu'elles deviennent des équipements très fiables et durables et faciles à utiliser:

- 1 | Écran LCD grands digits avec lecture facile des résultats
- 2 | Plateau de pesée en acier inoxydable
- 3 | Paravents plastique démontable avec orifice à la partie supérieure pour addition d'échantillon
- 4 | Pieds réglables et niveau à bulle pour parfait équilibrage de la balance
- 5 | Indicateur de stabilisé en écran
- 6 | Capteur de bandes extensiométriques
- 7 | Unités de pesée: grammes (g), carats (ct), onces (oz), onces américaines (ozt), livres (lb) et pennyweights (dwt)
- 8 | Tarage soustractive sur toute l'étendue de pesage
- 9 | Fonction compte-pièces à sélectionner le nombre de référence
- 10 | Calibrage à l'aide de masse externe, masse de calibrage incluse
- 11 | Sortie RS232 pour transmission de données
- 12 | Fonctionnement par le biais d'un adaptateur (inclus) ou piles (non incluses).



Referencia / Référence	55152231	55152250	55152310	55152320
Capacidad / Capacité	300 g	500 g	1000 g	2000 g
Sensibilidad / Sensibilité	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g
Rango de Tara / Gamme Tarage	0-300 g	0-500 g	0-1000 g	0-2000 g
Unidades pesada / Unités de pesée	g, ct, oz, ozt, lb y dwt			
Calibración / Calibrage	Por pesa externa (incluida) / Avec masse externe (incluse)			
Diámetro plato / Diamètre plateau	11 cm			
Salida RS232 / Sortie RS232	Sí / Oui			
Alimentación / Alimentation	Adaptador CA, 220 V / 8 pilas 1.5 V, tipo AAA Adaptateur CA, 220 V / 8 piles 1.5 V, type AAA			
Dimensiones (LxAxH) / Dimensions (LxAxH)	25x18x7 cm (aprox.)			
Peso / Poids	1.5 Kg (aprox.)			