

Las balanzas Nahita serie 5152 son balanzas de precisión 0.01 g y capacidad máxima de 2000 g, especialmente diseñadas para trabajos de pesada rutinarios en el laboratorio. En conjunto, disponen de una serie de características que las convierten en equipos fiables y duraderos de muy fácil manejo:

- 1 | Pantalla LCD con grandes dígitos para fácil lectura de los resultados
- 2 | Plato de pesada fabricado en acero inoxidable
- 3 | Paravientos plástico desmontable con orificio en la parte superior para adición de muestra
- 4 | Patas roscadas y burbuja de nivel para perfecta nivelación de la balanza
- 5 | Indicador de estabilización en pantalla
- 6 | Sensor de bandas extensiométricas
- 7 | Unidades de pesada: gramos (g), quilates (ct), onzas (oz), onzas americanas (ozt), libras (lb) y pennyweights (dwt)
- 8 | Función de tara sustractiva en todo el rango de pesada
- 9 | Función de recuento de piezas con número de referencia seleccionable
- 10 | Calibración mediante pesa externa; pesa de calibración incluida
- 11 | Salida RS232 para transmisión de datos
- 12 | Funcionamiento mediante adaptador (incluido) o mediante pilas (no incluidas).

Nahita balances series 5152 present a readability of 0.01 g and a maximum capacity of 2000 g, and are precision instruments especially suited for routine weighing tasks in laboratories. On the whole, these balances are provided with a group of features that turn them into reliable and easy-to-use equipments:

- 1 | LCD display with large digits for easily reading the results
- 2 | Weighing pan made of stainless steel
- 3 | Detachable windbreak protection made of plastic with a hole in the upper part for adding the sample
- 4 | Threaded legs and bubble level for a proper leveling of the balance
- 5 | Stabilization indicator on display
- 6 | Strain gauge type sensor
- 7 | Weighing units: grams (g), carats (ct), ounces (oz), troy ounces (ozt), pounds (lb) and pennyweights (dwt)
- 8 | Tare function in the whole weighing range
- 9 | Piece counting function with different reference quantities available
- 10 | Calibration by external weight; calibration weight included
- 11 | RS232 output for data transmission
- 12 | Operation with AC adapter (included) or with batteries (not included).



Referencia / Code	55152231	55152250	55152310	55152320
Capacidad / Capacity	300 g	500 g	1000 g	2000 g
Sensibilidad / Readability	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g
Rango de Tara / Tare range	0-300 g	0-500 g	0-1000 g	0-2000 g
Unidades pesada / Weighing units	g, ct, oz, ozt, lb y dwt			
Calibración / Calibration	Por pesa externa (incluida) / With external weight (included)			
Diámetro plato / Pan diameter	11 cm			
Salida RS232 / RS232 output	Sí / Yes			
Alimentación / Power	Adaptador CA, 220 V / 8 pilas 1.5 V, tipo AAA AC adapter, 220 V / 8 batteries 1.5 V, type AAA			
Dimensiones (LxAxH) / Dimensions (LxWxH)	25x18x7 cm (aprox.)			
Peso / Weight	1.5 Kg (aprox.)			