



## Destilador de vidrioBasic pH 4



- 1| El destilador de vidrio BASIC PH4 está especialmente diseñado para la destilación en continuo de un modo muy sencillo, con total seguridad y confianza gracias al termostato de seguridad incorporado de que dispone.
- 2| Cuenta con una resistencia de cobre recubierta de níquel-cromo de una potencia de 3Kw que permite una producción de agua destilada de 4 litros a la hora, incluida en un depósito de destilación fabricado en vidrio borosilicato de alta calidad.
- 3| El equipo se suministra con marcado y certificado CE.

Referencia	PDG001
Conductividad (Agua corriente)	3.0-4.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Conductividad (Agua tratada)	1.5-2.0 $\mu\text{S}/\text{cm}$
pH	5.5-6.0
Dimensiones	50x15x45 cm

Accesorios:

En caso de deterioro, roturas accidentales etc, de las partes que constituyen el equipo, están disponibles a continuación los siguientes componentes para su reposición

Referencia	Descripción
PDJ004	Depósito de vidrio
PDJ005	Refrigerante de vidrio
PDJ003	Juego de mangueras con conectores rojos
PDJ002	Juntas+rosca+2 sujeciones al destilador
PDJ006	SopORTE metálico
PDJ007	2 sujeciones al destilador