

Dinamómetros

— Dinamómetros metálicos —



- 1 | Instrumentos de medida para la fácil determinación de fuerzas de tipo mecánico como las fuerzas de tensión y compresión.
- 2 | Con escala en gramos y newtons, mantienen la precisión durante un largo periodo de tiempo.

Referencia	Rango	Graduación
KBP001	3000 g / 30 N	50 g / 0.5 N

— Dinamómetros de plástico —



Referencia	Rango	Graduación
KBP003	250 g / 2.5 N	5 g / 0.05 N
KBP004	500 g / 5 N	10 g / 0.1 N
KBP005	1000 g / 10 N	20 g / 0.2 N
KBP006	2000 g / 20 N	50 g / 0.5 N
KBP007	3000 g / 30 N	50 g / 0.5 N
KBP008	5000 g / 50 N	100 g / 1 N