

Pipeteadores

1 | El conjunto de los diferentes modelos de pipeteadores permite optar por la solución más eficaz y asequible a cada aplicación, afín de lograr un pipeteo cómodo y rápido de líquidos de cualquier naturaleza mediante el uso de pipetas aforadas o graduadas, tanto de vidrio como de plástico.

2 | Los denominados Pipeteadores manuales así como los Aspiradores para pipetas, diseñados ergonómicamente, disponen de un mecanismo interno que permite aspirar y dispensar

diferentes volúmenes de líquidos sin cambio de posición manual y con el único movimiento del pulgar, evitando movimientos molestos y fatiga de la mano.

3 | Gracias a su conexión flexible, fabricado en goma, pueden ser utilizados con pipetas de distintas capacidades.

4 | Son resistentes a la acción de ácidos y bases, y fácilmente desmontables para su limpieza.

Pipeteadores manuales

1 | Ergonómicos, ligeros y fáciles de manejar con una mano

2 | Con pera de goma, palanca para aspiración y expulsión del líquido y botón para expulsión del último residuo de líquido

3 | Para pipetas de 0.1 mL a 100 mL

4 | Incluyen filtro hidrófobo reemplazable para protección del mecanismo interno.



Referencia	Color
MBB001	Blanco
MBB002	Azul
MBB003	Rojo
MBB004	Verde

Referencia	Descripción
MBG008	Filtro de teflón