


Imanes recubiertos de teflón con excelente resistencia química y física que soportan temperaturas de hasta 275 °C. Para ser usados con agitadores magnéticos para una óptima agitación de soluciones en diversas aplicaciones.

Cilíndros | Cylindrical

Con terminaciones redondeadas, para uso general en multitud de aplicaciones.



Teflonated magnetic stirrer bars with excellent chemical and physical resistance that can withstand temperatures up to 250 °C. To use with magnetic stirrers for an optimal stirring of solutions in several applications.

Marca|Trademark:Nahita

With round edges, for general purposes.

Referencia Code	Longitud Length	Diámetro Diameter
60671006	6 mm	4 mm
60671010	10 mm	4 mm
60671015	15 mm	5 mm
60671020	20 mm	7 mm
60671025	25 mm	8 mm
60671030	30 mm	8 mm
60671035	35 mm	8 mm
60671040	40 mm	8 mm
60671045	45 mm	8 mm
60671050	50 mm	8 mm
60671055	55 mm	8 mm
60671060	60 mm	10 mm
60671070	70 mm	8 mm
60671080	80 mm	10 mm

Ovales | Oval

Para uso en recipientes con fondo redondo.



To use with round bottom flasks.

Marca|Trademark:Nahita

Referencia Code	Longitud Length	Diámetro Diameter
60672010	10 mm	4 mm
60672015	15 mm	5 mm
60672020	20 mm	7 mm
60672025	25 mm	8 mm
60672030	30 mm	8 mm
60672035	35 mm	8 mm
60672040	40 mm	8 mm
60672045	45 mm	8 mm
60672050	50 mm	8 mm

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.

Octogonales | **Octogonal**

Con anillo pivotante que aumenta la turbulencia a velocidad baja de giro. Ideales para recipientes con bases curvas o irregulares.

With pivot ring that increases turbulence at low speeds. Ideal to use in recipients with irregular or curved base.

Marca|**Trademark:**Nahita



Referencia Code	Longitud Length	Diámetro Diameter
60673015	15 mm	6.5 mm
60673020	20 mm	6.5 mm
60673025	25 mm	7.5 mm
60673030	30 mm	7.5 mm
60673035	35 mm	7.5 mm
60673040	40 mm	10 mm
60673045	45 mm	10 mm

Varilla recoge imanes | **Stirrer bar retriever**

Fabricada en acero inoxidable y con imán teflonado en un extremo

Made of stainless steel and with a teflonated magnet at one end

Marca|**Trademark:**Nahita



Referencia Code	Long. total Total length	Punta (LxØ) Magnet (LxØ)
60670000	350 mm	43x10 mm

Caja surtida de imanes | **Set of stirrer bar**

Referencia: 60675000
Compuesto por 18 unidades.
Code: 60675000
It is composed of 18 units.

Marca|**Trademark:**Nahita

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.