




DESPIECE DE LOS JUEGOS DE VIDRIO Y ACCESORIOS PARA LOS EVAPORADORES Hei-VAP

JUEGO DE VIDRIO G-1


Para todo tipo de destilaciones estándar. Refrigerante en diagonal.


JUEGO DE VIDRIO G-3

Para todo tipo de destilaciones estándar. Refrigerante en vertical con ahorro de espacio.


JUEGO DE VIDRIO G-5

Para la destilación de sustancias volátiles. Trampa refrigerante para disolventes de bajo punto de ebullición; refrigeración por hielo seco.


JUEGO DE VIDRIO G-6

Para destilaciones de reacciones con reflujo. Refrigerante vertical y pieza central con válvula.

REPUESTOS


 Junta de vacío 26 de PTFE. Código **5123311**

 Cono de ajuste del Eje hueco de vidrio 26. Código **5123312**


NOTA: - Los juegos de vidrio G3, G6 son indicados para destilación automática AUTO_{accurate} con los modelos Hei-VAP Precision.
 - Existen también juegos de vidrio tipo "B" con refrigerante y matraz receptor recubiertos de plástico de seguridad (Surlyn®). Excepto el G5 que lleva una protección de Halar®. (Bajo demanda)

ACCESORIOS
Cilindros de evaporación*

- Código
5140007 500 ml. para capacidades de 150 ml.
5140071 1500 ml. para capacidades de 500 ml.


Matraces de destilación "SPIDERS"*

- Código
5153509 6 tubos 20 ml.
5153510 12 tubos 20 ml.
5153511 20 tubos 20 ml.
5153504 5 matraces 50 ml.
5153507 5 matraces 100 ml.


Matraces de evaporación*

	Código	Capacidad	Código	Capacidad
	5051471	100 ml.	5051474	1000 ml.
	5051472	250 ml.	5051475	2000 ml.
	5051473	500 ml.	5147630	3000 ml.
			5147800	5000 ml.

Matraces receptores (disponibles también con recubrimiento plástico)

	Código	Capacidad	Código	Capacidad
	5051481	100 ml.	5051484	1000 ml.
	5051482	250 ml.	5051485	2000 ml.
	5051483	500 ml.	5148700	3000 ml.

Matraces para polvos*

	Código	Capacidad
	5147320	500 ml.
	5147420	1000 ml.
	5147530	2000 ml.

Acoplamiento frenador de espuma


* También disponibles en NS 24/29 bajo demanda.