



▶ CGG - Boca estrecha, vidrio

Iconos frascos



Capacidad



Capacidad total



Altura



Base




Rosca



Peso

DIN 18, características



- 1 | Cumplen las especificaciones de la Farmacopea Europea y de Estados Unidos
- 2 | Fabricados en vidrio sodocálcico tipo III
- 3 | Disponibles en vidrio transparente, topacio, azul cobalto y verde.
- 4 | Sistema de control de calidad del producto garantizado con análisis físicos y químicos: verificación de las características dimensionales, resistencia al choque térmico, resistencia hidrolítica y resistencia a la presión.
- 5 | Rosca DIN 18

▶ Frascos con boca roscada DIN-18, vidrio transparente



Referencia	Color						
CGG014	Transp.	5 mL	6,7 mL	50,2 mm	22,0 mm	DIN 18	22,0
CGG015	Transp.	10 mL	12,5 mL	58,0 mm	24,8 mm	DIN 18	27,5
CGG016	Transp.	15 mL	20,0 mL	65,0 mm	28,5 mm	DIN 18	35,0
CGG017	Transp.	30 mL	35,0 mL	78,8 mm	33,0 mm	DIN 18	48,0
CGG018	Transp.	50 mL	57,0 mL	92,2 mm	37,2 mm	DIN 18	55,0
CGG019	Transp.	100 mL	105,0 mL	112,0 mm	44,5 mm	DIN 18	88,0

▶ Frascos con boca roscada DIN-18, vidrio topacio



Referencia	Color						
CGG020	Topacio	5 mL	6,7 mL	50,2 mm	22,0 mm	DIN 18	22,0
CGG021	Topacio	10 mL	12,5 mL	58,0 mm	24,8 mm	DIN 18	27,5
CGG022	Topacio	15 mL	20,0 mL	65,0 mm	28,5 mm	DIN 18	35,0
CGG023	Topacio	30 mL	35,0 mL	78,8 mm	33,0 mm	DIN 18	48,0
CGG024	Topacio	50 mL	57,0 mL	92,2 mm	37,2 mm	DIN 18	55,0
CGG025	Topacio	100 mL	105,0 mL	112,0 mm	44,5 mm	DIN 18	88,0



Iconos frascos



Capacidad



Capacidad total



Altura



Base



Rosca



Peso

▶ Frascos con boca roscada DIN-18, vidrio azul cobalto



Referencia	Color						
CGG026	Azul cobalto	5 mL	6,7 mL	50,2 mm	22,0 mm	DIN 18	22,0
CGG027	Azul cobalto	10 mL	12,5 mL	58,0 mm	24,8 mm	DIN 18	27,5
CGG028	Azul cobalto	15 mL	20,0 mL	65,0 mm	28,5 mm	DIN 18	35,0
CGG029	Azul cobalto	30 mL	35,0 mL	78,8 mm	33,0 mm	DIN 18	48,0
CGG053	Azul cobalto	50 mL	57,0 mL	92,2 mm	37,0 mm	DIN 18	55,0
CGG054	Azul cobalto	100 mL	105,0 mL	112,0 mm	44,0 mm	DIN 18	88,0

▶ Frascos con boca roscada DIN-18, vidrio azul verde



Referencia	Color						
CGG030	Verde	5 mL	6,7 mL	50,2 mm	22,0 mm	DIN 18	22,0
CGG031	Verde	10 mL	12,5 mL	58,0 mm	24,8 mm	DIN 18	27,5
CGG032	Verde	15 mL	20,0 mL	65,0 mm	28,5 mm	DIN 18	35,0
CGG033	Verde	30 mL	35,0 mL	78,8 mm	33,0 mm	DIN 18	48,0

▶ CGL - Tapones para frascos de vidrio

▶ Tapón cuenta gotas interno color negro



- 1 | Tapón de polietileno con precinto, tetina (libre de látex) y tubo de vidrio.
- 2 | Color negro

Referencia	Color	Descripción
CGL024	Negro	Tapón cuentagotas para frascos 5 mL
CGL025	Negro	Tapón cuentagotas para frascos 10 mL
CGL026	Negro	Tapón cuentagotas para frascos 15 mL
CGL027	Negro	Tapón cuentagotas para frascos 30 mL
CGL028	Negro	Tapón cuentagotas para frascos 50 mL
CGL029	Negro	Tapón cuentagotas para frascos 100 mL





CGL - Tapones para frascos de vidrio

▶ Tapón cuenta gotas interno, color blanco



- 1 | Tapón de polietileno con precinto, tetina (libre de látex) y tubo de vidrio.
- 2 | Color blanco

Referencia	Color	Descripción
CGL003	Blanco	Tapón cuentagotas para frascos 5 mL
CGL004	Blanco	Tapón cuentagotas para frascos 10 mL
CGL005	Blanco	Tapón cuentagotas para frascos 15 mL
CGL006	Blanco	Tapón cuentagotas para frascos 30 mL
CGL007	Blanco	Tapón cuentagotas para frascos 50 mL
CGL008	Blanco	Tapón cuentagotas para frascos 100 mL

▶ Tapón para frascos DIN 18



Ref. - CGL030

- 1 | Tapón de seguridad para niños con precinto y cuenta gotas interno (ref. CGL002)
- 2 | Fabricado en polietileno y disponibles en color amarillo y negro.

Referencia	Descripción	Color
CGL002	Tapón seguridad cuenta gotas interno	Amarillo
CGL030	Tapón para frascos DIN-18	Negro

▶ Tapón cuenta gotas interno DIN 18



- 1 | Fabricado en polietileno, tapón con precinto y cuenta gotas interno.

Referencia	Descripción	Color
CGL023	Tapón cuenta gotas interno	Blanco