



CGG - Boca estrecha, vidrio

Iconos frascos



Capacidad



Capacidad total



Altura



Base




Rosca



Peso

DIN 28, características



- 1 | Disponibles en vidrio transparente y vidrio topacio
- 2 | Cumplen las especificaciones de la Farmacopea Europea y de Estados Unidos
- 3 | Sistema de control de calidad del producto garantizado con análisis físicos y químicos: verificación de las características dimensionales, resistencia al choque térmico, resistencia hidrolítica y resistencia a la presión
- 4 | Fabricados en vidrio sodocálcico tipo III
- 5 | Rosca DIN 28 (consulte los tapones disponibles para frascos)
- 6 | Frascos y tapones con nº de lote y certificado de análisis.

▶ Frascos con boca roscada DIN-28, vidrio transparente



Referencia	Color						
CGG001	Transp.	30 mL	35 mL	67 mm	35,0 mm	DIN 28	40
CGG002	Transp.	60 mL	67,5 mL	94 mm	38,6 mm	DIN 28	60
CGG003	Transp.	125 mL	133 mL	114,4 mm	49,0 mm	DIN 28	90
CGG004	Transp.	250 mL	260 mL	142,9 mm	61,7 mm	DIN 28	140
CGG005	Transp.	500 mL	512 mL	176,8 mm	76,8 mm	DIN 28	240
CGG006	Transp.	1000 mL	1020 mL	215,6 mm	97,5 mm	DIN 28	450

▶ Frascos con boca roscada DIN-28, vidrio topacio



Referencia	Color						
CGG007	Topacio	30 mL	35 mL	67 mm	35,0 mm	DIN 28	40
CGG008	Topacio	60 mL	67,5 mL	94 mm	38,6 mm	DIN 28	60
CGG009	Topacio	100 mL	108 mL	104,8 mm	46,1 mm	DIN 28	72
CGG010	Topacio	125 mL	133 mL	114,4 mm	49,0 mm	DIN 28	90
CGG011	Topacio	250 mL	260 mL	142,9 mm	61,7 mm	DIN 28	140
CGG012	Topacio	500 mL	512 mL	176,8 mm	76,8 mm	DIN 28	240
CGG013	Topacio	1000 mL	1020 mL	215,6 mm	97,5 mm	DIN 28	450



CGL - Tapones para frascos de vidrio

▶ Tapón roscado de seguridad, para frascos DIN-28



1 | Tapón de seguridad con precinto, fabricado en polietileno

Referencia	Color tapón	Color precinto
CGL009	Blanco	Blanco

▶ Tapón roscado, para frascos DIN-28



1 | Tapón con precinto, fabricado en polietileno de varios colores

Referencia	Color tapón	Color precinto
CGL010	Negro	Negro
CGL011	Blanco	Rojo
CGL012	Azul	Blanco
CGL013	Rojo	Blanco
CGL014	Verde	Blanco
CGL015	Amarillo	Blanco

▶ Tapón cuentagotas con tubo de plástico, para frascos DIN-28



1 | Tapón de polietileno con precinto, tetina y tubo de plástico. El tubo puede ser cortado para adaptarse a frascos desde 1000 ml a 30 ml.

Referencia	Descripción
CGL019	Tapón, tetina y tubo plástico

▶ Tapón cuentagotas con tubo de vidrio, para frascos DIN-28



1 | Tapón de polietileno con precinto, tetina de látex y tubo de vidrio

Referencia	Descripción
CGL020	Tapón, tetina y tubo (65 mm) para frascos de 30 mL
CGL021	Tapón, tetina y tubo (90 mm) para frascos de 60 mL
CGL022	Tapón, tetina y tubo (110 mm) para frascos de 125 mL