

Centrífuga de alta velocidad 2718 | High speed centrifuge model 2718

Marca|Trademark:Nahita

Centrífuga de alta velocidad y gran versatilidad de uso gracias a la variedad de cabezales con los que puede ser utilizada. Robusta y muy silenciosa presenta un panel de control de fácil manejo con pantallas para visualización de la velocidad y tiempo restante de funcionamiento:

- Posibilidad de programar la velocidad en rpm o bien como FCR evitando la necesidad de realizar cálculos adicionales.
- Memoria para guardar hasta 12 protocolos distintos de centrifugación ahorrando tiempo en el trabajo diario de laboratorio.
- Detección automática del tipo de cabezal y ajuste de los límites superiores de la velocidad de centrifugación evitando errores y aumentando la seguridad.
- Doble interruptor de seguridad (bloqueo mecánico) para evitar que la centrífuga entre en funcionamiento si la tapa está abierta. La tapa está además, equipada con fuertes suspensores que evitan que se cierre accidentalmente.

It is a high speed centrifuge with many uses thanks to the different rotors that can be used. Strong and very quiet it shows an easy control panel with some screens to see the high speed and the remaining time of operation:

- There is the possibility to programme the speed in RPM or FCR avoiding the need of extra calculation.
- The memory can keep until 12 different protocols for centrifuge. Saving time in laboratory daily work.
- Automatic detection of the kind of rotor and adjustment of the high limits of centrifugation speed, avoiding mistakes and getting a higher security.
- Double security switch (mechanical block) to avoid the centrifuge operation when the lid is open. Moreover, the lid is equipped with strong supports to avoid the accidental closing.



| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Referencia / Code | 5 2 7 1 8 0 0 0 |
| Modelo / Model | 2718 |
| FCR máx. / FCR máx. | 23545 g |
| Velocidad máx. / Maximum speed. | 18000 rpm |
| Temporizador / Timer | 1-999 min |
| Dimensiones / Dimensions | 38x45x39 cm |
| Peso / Weight | 42 Kg |

Cabezales para centrífuga 2718 | Rotors for centrifuge model 2718

Marca|Trademark:Nahita

La centrífuga se suministra sin ningún tipo de cabezal; configure su equipo de acuerdo a sus necesidades con los siguientes cabezales disponibles.

The centrifuge you buy doesn't have any rotor. It is necessary to configure the equipment depend on the uses with the different rotors that are available:



| Referencia Code | Capacidad Capacity | Velocidad/FCR máx. Speed/FCR máx. |
|--------------------|--|--------------------------------------|
| 92718001 | 24x0.2 mL, tubos tipo Eppendorf / 24x0.2 mL, Eppendorf tubes | 18000 rpm / 18619 g |
| 92718002 | 24x0.5 mL, tubos tipo Eppendorf / 24x0.5 mL, Eppendorf tubes | 18000 rpm / 23545 g |
| 92718003 | 24x2 mL, tubos tipo Eppendorf / 24x2 mL, Eppendorf tubes | 14000 rpm / 17465 g |
| 92718004 | 12x5 mL, tubos 12x75 mm / 12x5 mL, 12x75 mm tubes | 14000 rpm / 15339 g |
| 92718005 | 12x10 mL, tubos 16x80 mm / 12x10 mL, 16x80 mm tubes | 12000 rpm / 14972 g |
| 92718006 | 36 capilares / 36 capillary | 12000 rpm |