



▶ Probetas forma alta PP

- 1 | Fabricadas en polipropileno
- 2 | Con base hexagonal que proporciona una mayor estabilidad a la probeta, todas ellas cuentan con pico para un fácil vertido
- 3 | Con graduación permanente en relieve



Referencia	Capacidad	Diámetro Interno	Altura	Divisiones
DBJ001	10 mL	12 mm	140 mm	0.2 mL
DBJ002	25 mL	17 mm	193 mm	0.5 mL
DBJ003	50 mL	24 mm	200 mm	1 mL
DBJ004	100 mL	27 mm	246 mm	1 mL
DBJ005	250 mL	40 mm	313 mm	2 mL
DBJ006	500 mL	52 mm	335 mm	5 mL
DBJ007	1000 mL	68 mm	440 mm	10 mL
DBJ008	2000 mL	81 mm	532 mm	20 mL