

## FIBRE DE VERRE GAMME FV28

### Composition et propriétés :

Poids :	85 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur :	0.70 mm
Rétention : :	0.7μ
Efficacité :	99.999%
Filtration :	12 s
Composition :	borosilicate avec liant

### Description :

Filtre d'usage courant pour les analyses de pollution (matières en suspension dans les eaux) et les analyses en biochimie.  
Utilisation à très haute température.

J.P. DURIEUX

**ROGO-SAMPAIC S.A.**  
Z.I. de Villemilan - 23, av. Ampère  
91325 WISSOUS FRANCE  
Tél. 01.69.53.67.67 - Fax 01.69.30.72.55