

Kit de limpieza para microscopios | [Microscope cleaner kit](#)

Marca | Trademark: Zuzi



El cuidado diario de los elementos ópticos del microscopio permite alargar la vida del equipo manteniéndolo siempre en perfectas condiciones de uso. Para ello, Zuzi le ofrece este completo kit con todos los elementos necesarios para una correcta limpieza y mantenimiento de las lentes de su microscopio. El kit consta de los siguientes componentes:

- Solución limpiadora de lentes (40 mL)
- Papel para lentes
- 5 bastoncillos de algodón
- Pera con cepillo
- Gamuza

Daily care of microscope optical elements extends the life of the equipment, keeping it always in perfect conditions. For this purpose, Zuzi offers this complete kit with all the necessary elements for a proper cleaning and maintenance of microscope lenses. The kit is made up of the following components:

- Cleaning solution (40 mL)
- Lens tissues
- 5 cotton swabs
- Blow brush
- Dust cloth

Referencia / Code :

89000001