



Conçu pour disposer et transporter les instruments et consommables médicaux, il est parfaitement adapté pour être utilisé en salles d'opérations, salles de soins, médication, ou dans tout autre service hospitalier tout en respectant les normes d'hygiène et d'ergonomie.

Robuste et facilement manoeuvrable, il a une capacité de charge de 60 kg. Facile à nettoyer et à désinfecter, il est résistant aux principales solutions de nettoyage utilisées dans le milieu hospitalier. Ce guéridon est conçu et fabriqué en France grâce à notre savoir faire de plus de 60 ans.



**DURABILITÉ**

**QUALITÉ**

**ROBUSTESSE**



- Facile à exporter dans le monde entier grâce à sa conception démontable et son emballage unitaire pour des coûts de transport optimisés.
- Personnalisable et modulaire avec une large gamme d'accessoires qui peuvent être fixés même après installation et mise en service dans un établissement.
- Assemblage rapide et simplifié par les services techniques.
- Garantie : 2 ans



**AGENCINOX**

6 rue Marcel Brault - ZI  
89110 Aillant sur Tholon  
FRANCE

Tel. +33 (0)3 86 92 39 27  
Fax. + 33 (0)3 86 92 39 07

Mail : [contact@agencinox.com](mailto:contact@agencinox.com)

site : [www.agencinox.com](http://www.agencinox.com)



# GUÉRIDONS DE SOINS

## Caractéristiques techniques :

- Plateaux emboutis 750 x 500 mm inox 18/10 AISI 304
- Tube Ø 25 mm inox 18/10 AISI 304
- Hauteur plateaux par rapport au sol : 300 et 820 mm pour 2 plateaux
- Hauteur plateaux par rapport au sol : 200, 510 et 820 mm pour 3 plateaux
- Roues Ø 75 mm
- 4 pare-chocs annulaires de Ø 95 mm
- Assemblé avec des vis inox et des barres en aluminium
- Livré démonté avec outils et instructions d'assemblage
- Dispositif médical CE classe 1
- Emballage : 62 x 11 x 103 cm

## Accessoires :



**Porte sac à déchets 10L avec fixation**

Ref : 114



**Support bac à déchets avec fixation et sangle**

Ref : 123 (sans container)

**Tiroir petit modèle**

Ref : 153



**Tiroir grand modèle**

Ref : 154

**Galleries (longueur)**

Ref : 741E6

**Galleries (largeur)**

Ref : 741E5

**Clip de fixation pour galleries**

Ref : P27

RÉFÉRENCES	DESCRIPTIONS	DIMENSIONS	POIDS
741	Guéridons 2 plateaux	750 x 500 mm	11.kg
745	Guéridons 2 plateaux avec galleries	750 x 500 mm	12.5 kg
746	Guéridons 3 plateaux	750 x 500 mm	15 kg
747	Guéridons 3 plateaux avec galleries	750 x 500 mm	17.5 kg

## Options :

- Ref : X Roues Ø 100mm
- Ref : A Roues antistatiques
- Ref : F 2 roues à frein

Exemple : guéridon 750 x 500 mm avec roues antistatiques + freins = Ref : **741AF**



**AGENCINOX**

6 rue Marcel Brault - ZI  
89110 Aillant sur Tholon  
FRANCE

Tel. +33 (0)3 86 92 39 27  
Fax. + 33 (0)3 86 92 39 07

Mail : contact@agencinox.com

site : www.agencinox.com