



Endo Glassware le ofrece esta serie de embudos lisos de rama corta ideales para el trasvase de líquidos a frascos de boca estrecha o para la filtración de todo tipo de soluciones. Fabricados en vidrio soda o vidrio borosilicato, están disponibles en diversos tamaños.

► Fabricados en vidrio borosilicato



- 1 | Presentan una gran resistencia a la acción de ácidos y bases y al choque térmico.
- 2 | Para trasvases de líquidos o filtración de soluciones.
- 3 | Ángulo de cono 60° y vidrio borosilicato.

Referencia	Cap.	Ø Embudo	Ø Rama	Altura	Ø filtro
PNB001	10 ml	40 mm	4 mm	70 mm	50-60 mm
PNB002	30 ml	50 mm	7 mm	95 mm	50-60 mm
PNB003	100 ml	75 mm	9 mm	140 mm	90-110 mm
PNB004	150 ml	90 mm	10 mm	170 mm	110-125 mm
PNB005	200 ml	100 mm	11 mm	185 mm	110-125 mm

► Fabricados en vidrio soda



- 1 | Para trasvases de líquidos o filtración de soluciones.
- 2 | Ángulo de cono 60° y vidrio soda.

Referencia	Cap.	Ø Embudo	Ø Rama	Altura	Ø filtro
PNB006	400 ml	120 mm	12 mm	220 mm	125-150 mm
PNB007	750 ml	150 mm	15 mm	300 mm	150-180 mm