



▶ Tubos de goma blanca

1 | Variada gama de tubos de uso general en laboratorio, fabricados en goma natural blanca de color uniforme y ausencia total de burbujas e impurezas.

2 | Ligeramente elástica y con una resistencia a la tensión hasta de 3 MPa, la goma blanca presenta una termoestabilidad alta frente a temperaturas

de ebullición en agua, que evitan su distorsión o textura pegajosa posteriormente a su uso.

3 | Entre sus usos frecuentes, figuran la conducción de líquidos o gases a baja presión o para realizar conexiones de montajes de laboratorio. Presentación en rollos de 10 m.



Referencia	Ø interno	Ø externo	Grosor de pared
FHN002	4 mm	6 mm	1 mm
FHN003	5 mm	7 mm	1 mm
FHN004	9 mm	12 mm	1.5 mm
FHN001	10 mm	14 mm	2 mm