



## Tapones para esterilización



### Características


Proyectados para trabajos en microbiología y cultivo de tejidos. Construidos en celulosa ligeramente dúctil, adaptables según medidas a tubos de ensayo, Erlenmeyers, matraces y frascos. Esterilizables hasta 200 °C.

Permeables al aire.

Transpirables.

Ajustables herméticamente con solo presionar sobre la boca del vidrio.

### GAMA DE MODELOS ESCALA 1:1.




10

Para Ø de 9 a 11,5 mm  
Código **1001478**




13

Para Ø de 12,5 a 14,5 mm  
Código **1001479**




15

Para Ø de 13,5 a 15,5 mm  
Código **1001480**



18

Para Ø de 17,5 a 18,5 mm  
Código **1001481**




19

Para Ø de 18 a 22 mm  
Código **1001482**




26

Para Ø de 25 a 27 mm  
Código **1001483**




29

Para Ø de 28 a 31 mm  
Código **1001484**




32

Para Ø de 31 a 35 mm  
Código **1001485**



37

Para Ø de 36 a 42 mm  
Código **1001486**



45 P

Para Ø de 44 a 48 mm  
Cód. **1001487**